

ÉLECTRODES RONDES DURA-STICK PREMIUM PEAUX SENSIBLES CEFAR - sachet de 4

Référence 09383



Prix du produit :

8,82 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes rondes Dura-Stick Premium 32 mm CEFAR** sont conçues pour l'électrostimulation des zones délicates grâce à leur **Blue Gel** hypoallergénique et leur support flexible. Leur connexion **2 mm** femelle et leur diamètre **Ø 32 mm** facilitent un positionnement précis sur les articulations et reliefs anatomiques.

DM Classe I • Gel hypoallergénique •
Connectique 2 mm femelle • Sachet de 4

Description du produit :

[Électrodes Dura-Stick Premium, précision et douceur cutanée](#)

Ces électrodes rondes **Dura-Stick Premium CEFAR** en **32 mm** sont prévues pour les séances d'électrostimulation nécessitant une pose ciblée. Leur **Blue Gel** hypoallergénique, associé à un support souple, améliore le contact sur les surfaces irrégulières et les zones étroites.

Leur petit format aide à travailler plus facilement autour des articulations, des plis cutanés ou des reliefs musculaires marqués. En utilisation répétée, leur adhérence repositionnable contribue à conserver une mise en place stable d'une séance à l'autre.

Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, professionnels de l'électrothérapie et patients suivis en neurostimulation transcutanée. Elles sont particulièrement adaptées aux peaux

sensibles ou sujettes aux rougeurs.

Points forts

- **Diamètre 32 mm** : ce format réduit simplifie l'application sur les petites surfaces et les zones anatomiques difficiles d'accès.
- **Blue Gel hypoallergénique** : il favorise un contact plus confortable pour les utilisateurs ayant une peau sensible.
- **Support flexible** : le revêtement accompagne mieux les mouvements et les reliefs, ce qui aide à limiter le décollement.
- **Structure conductrice microtissée** : les filaments d'acier participent à une diffusion homogène du courant pendant la séance.
- **Connexion 2 mm femelle** : cette connectique permet l'utilisation avec de nombreux câbles filaires d'électrostimulation.
- **Conçues pour un usage régulier** : leur fabrication répond aux besoins rencontrés aussi bien en cabinet qu'en suivi à domicile.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes rondes pour électrostimulation

Gamme : Dura-Stick Premium

Dimensions : Ø 32 mm

Forme : Ronde

Marque : CEFAR

Fabricant : Cefar Compex

Connectique : Fil 2 mm femelle

Gel : Hypoallergénique Blue Gel

Matériau : Revêtement polyuréthane gris lavable

Matière conductrice : Filaments d'acier microtissés

Utilisation : Patient unique

Conditionnement : Sachet de 4 électrodes

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I

Marquage : CE

Fabricant : Cefar Compex

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter vos séances, les câbles pour électrostimulateurs permettent de remplacer une connectique usée. Un électrostimulateur 2 voies s'intègre facilement à une installation de rééducation ciblée. Les gels de massage peuvent accompagner le travail manuel en fin de prise en charge.