

Électrodes auto-adhésives carrées 50 x 50 mm SNAP - PERFORMANCE PLUS- sachet de 4

Référence 09384



Prix du produit :

3,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes auto-adhésives Snap Performance Plus** sont conçues pour une **neurostimulation efficace et confortable**. Réutilisables et **hypoallergéniques**, elles assurent une excellente conduction électrique et une **adhérence optimale** pour tout type de traitement par électrothérapie. Leur système de fixation Snap garantit un branchement sécurisé et rapide, adapté aux appareils d'électrostimulation compatibles.

PACK DE 4 ÉLECTRODES DE 50 X 50 MM

Description du produit :

Les **électrodes Performance Plus** offrent une **stimulation de haute précision**, idéale pour la **réhabilitation, le soulagement des douleurs musculaires et la tonification**. Conçues pour être **polyvalentes**, elles s'adaptent à tout type de traitement par électrothérapie.

Fabriquées avec un **film textile** sur la face supérieure et un **gel hypoallergénique** sur la face inférieure, elles garantissent une **adhérence optimale** sans provoquer d'irritation cutanée.

Le **système Snap hermétique** permet un **repositionnement facile** après chaque utilisation, optimisant leur **durée de vie** et garantissant **jusqu'à 30 utilisations par électrode**.

Caractéristiques principales

- **Format** : Carré 50 x 50 mm – 1 Snap
- **Type** : Électrodes de neurostimulation auto-adhésives et réutilisables

- **Fixation Snap** : Assure une connexion fiable et rapide
- **Matériaux** : Film textile non lavable + gel hypoallergénique + film carbone
- **Haute conductivité** : Meilleure transmission des impulsions électriques
- **Adhérence renforcée** : Assure un contact optimal avec la peau
- **Compatibilité** : Convient à tous les appareils utilisant des électrodes Snap
- **Longue durée de vie** : Jusqu'à 30 séances d'utilisation

Avantages

- **Optimales pour l'électrostimulation** : garantissent un traitement efficace et confortable.
- **Réutilisables et durables** : permettent jusqu'à 30 séances par électrode.
- **Gel hypoallergénique** : parfait pour les peaux sensibles, sans irritation.
- **Système Snap** : connexion sécurisée et installation rapide.
- **Format carré 50 x 50 mm** : adapté aux zones larges et ciblées.

Dispositif médical de classe I

CE

Trouvez [les électrodes de neurostimulation](#) qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à l'[electrothérapie](#) et commandez dès maintenant !