

# ÉLECTRODES AUTO-ADHÉSIVES 1 SNAP 50 X 50 MM PERFORMANCE+ - sachet de 4

Référence 09384



Prix du produit :

**3,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes auto-adhésives 1 snap 50 x 50 mm Performance+** de la marque **PERFORMANCE+** conviennent aux usages en électrothérapie et neurostimulation grâce à leur format carré **50 x 50 mm**. Réutilisables et repositionnables, elles sont proposées en **sachet de 4**.

CE • DM Classe I • Réutilisables • 1 Snap

Description du produit :

Électrodes Performance+, format compact pour stimulation ciblée

Ces électrodes carrées sont destinées aux séances de neurostimulation et d'électrothérapie. Les **électrodes auto-adhésives Performance+ de la marque PERFORMANCE+** offrent un format **50 x 50 mm** avec connexion **1 snap**, pratique pour les applications localisées.

Leur conception associe un film textile non lavable, un gel hypoallergénique et un film carbone. Cet ensemble contribue à maintenir l'électrode en place sur la peau tout en favorisant une diffusion homogène du courant pendant la séance.

Ce modèle est adapté au travail sur de petites zones musculaires, comme l'avant-bras ou le mollet. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et professionnels de l'électrothérapie.

## Points forts

- **Dimensions 50 x 50 mm** : un format carré compact, adapté aux placements précis sur les petits groupes musculaires et aux protocoles ciblés.
- **Connexion 1 snap** : raccordement simple avec les câbles compatibles, pour une installation rapide lors des séances.
- **Surface auto-adhésive** : la pose reste pratique sur la zone à traiter, avec un bon maintien pendant l'utilisation.
- **Repositionnables** : après usage, les électrodes peuvent être replacées sur leur support afin de faciliter leur conservation entre deux séances.
- **Réutilisables** : elles répondent aux besoins courants en électrothérapie et en neurostimulation dans un cadre professionnel.
- **Gel hypoallergénique et structure multicouche** : l'association film textile non lavable, gel et film carbone participe au confort d'application et à la régularité d'utilisation.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrodes auto-adhésives de neurostimulation

**Format** : Carré

**Dimensions** : 50 x 50 mm

**Connexion** : 1 snap

**Utilisation** : Réutilisable

**Fonction** : Électrothérapie et neurostimulation

**Matériau** : Film textile non lavable, gel hypoallergénique, film carbone

**Conditionnement** : Sachet de 4 électrodes

**Marque** : PERFORMANCE +

**Classe DM/EPI** : DM Classe I

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : DM Classe I

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter vos séances, les câbles pour électrostimulateurs permettent le raccordement avec le matériel compatible. Un électrostimulateur 2 voies convient aux protocoles de stimulation ciblés. Le gel échographique peut être utilisé pour préparer une peau propre selon les habitudes

de pratique.