

Électrodes silicones carbonées femelles - CHAMEX

Référence 09387



Prix du produit :

24,56 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes silicones carbonées femelles CHAMEX** garantissent **une conductibilité optimale** et **une diffusion homogène du courant**. **Anti-allergènes** et **résistantes**, elles minimisent les irritations cutanées et réduisent le transfert de carbone pour une meilleure durabilité. Disponibles en **4x6 cm**, **8x12 cm** et **11x15 cm**, avec une **ouverture de 4 mm**.

SACHET DE 2 ÉLECTRODES.

Description du produit :

Les électrodes CHAMEX en silicone carboné sont conçues pour **offrir une stimulation électrique précise et efficace**. Grâce à leur **haute conductibilité**, elles assurent **une répartition homogène du courant**, optimisant ainsi les traitements d'électrothérapie. **Hypoallergéniques**, elles sont idéales pour les peaux sensibles et les usages répétés. Leur structure en carbone réduit le dépôt de résidus, prolongeant leur durée de vie. Avec une **ouverture de 4 mm**, elles s'adaptent parfaitement aux équipements d'électrostimulation.

Caractéristiques principales

- **Haute conductibilité** : Diffusion homogène du courant
- **Anti-allergènes** : Conçues pour minimiser les irritations cutanées
- **Réduction du transfert de carbone** : Durée de vie prolongée
- **Ouverture femelle 4 mm** : Compatible avec divers équipements d'électrothérapie

- **Formats disponibles : 4x6 cm, 8x12 cm, 11x15 cm**
- **Vente par lot : 2 électrodes femelles par pack**

Avantages

- Répartition optimale du courant pour une stimulation efficace
- Minimise les irritations grâce à sa conception hypoallergénique
- Durabilité améliorée avec un dépôt de carbone réduit
- Facilement adaptable aux appareils d'électrothérapie

Dispositif Médical de Classe I CE.

Trouvez [les électrodes de neurostimulation](#) qui correspond à vos besoins parmi un panel varié dédiée à l'[electrothérapie](#) et commandez dès maintenant !