

Gants pour électrodes - CHAMEX

Référence 09389



Prix du produit :

5,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les gants pour électrodes CHAMEX vendu par paires sont spécialement conçus pour optimiser la conduction électrique lors des séances d'électrostimulation. Fabriqués à partir de fibres argentées et de matériaux respirants, ils assurent un contact homogène avec la peau, garantissant une diffusion efficace du courant. Souples et ajustables, Réutilisables et lavables, ils constituent une solution hygiénique et durable pour les professionnels et les particuliers.

Description du produit:

Les gants CHAMEX pour électrodes offrent une stimulation uniforme et confortable grâce à leur conception en tissu conducteur enrichi en fibres d'argent. Leur flexibilité leur permet de s'adapter parfaitement à la main, garantissant une répartition homogène du courant électrique sans nécessiter l'usage de gels conducteurs supplémentaires. Légers et respirants, ils limitent les irritations cutanées et assurent un usage prolongé en toute sécurité. Compatibles avec la plupart des appareils d'électrothérapie, ils constituent une alternative pratique aux électrodes classiques pour le traitement de la douleur, la rééducation musculaire et la stimulation sensorielle.

Caractéristiques principales :

- Conduction efficace : Fibres d'argent intégrées pour une diffusion homogène du courant
- Confortable et ajustable : Tissu souple et élastique permettant une adaptation à toutes les



mains

- Respirant et ergonomique : Conception légère favorisant la circulation de l'air
- Réutilisable et lavable : Facile à entretenir pour une utilisation prolongée
- Polyvalent : Compatible avec la majorité des stimulateurs électriques
- Utilisation pratique : Pas besoin de gel conducteur

Avantages:

- Facilité d'utilisation : Enfilage rapide sans ajustement complexe
- Conduction optimisée : Meilleure répartition du courant pour une stimulation plus efficace
- Hygiénique et durable : Lavable pour un usage répété sans perte de performance
- Confort maximal : Réduit les sensations désagréables liées aux électrodes classiques
- Adapté à diverses applications : Electrothérapie, rééducation musculaire, stimulation sensorielle

Contenance:

• Vendu par paires, à l'unité

Taille:

- 4 x 6cm
- 6 x 8cm
- 8 x 12cm
- 11 x 15 cm

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver nos équipements d'<u>électrothérapie</u>, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée à la <u>kinésithérapie</u>.