

# Électrodes carré - DURASTICK + FIL

Référence 09390



### Prix du produit :

## 5,75 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Les électrodes carrées DURASTICK + FIL, vendues par lot de 4, sont conçues pour assurer une conduction électrique optimale lors des séances d'électrostimulation. Dotées d'un gel auto-adhésif haute performance, elles garantissent une excellente adhérence et une diffusion homogène du courant. Flexibles et réutilisables, elles offrent un confort maximal tout en s'adaptant aux différentes zones du corps. Compatibles avec la plupart des stimulateurs électriques, elles constituent une solution efficace et durable.

#### **Description du produit:**

Les électrodes DURASTICK + FIL permettent une stimulation efficace et homogène grâce à leur surface conductrice en carbone et leur gel hypoallergénique. Leur flexibilité leur permet de s'adapter aux courbes du corps, garantissant un contact optimal avec la peau et une conduction améliorée. La fixation auto-adhésive assure une utilisation simple et rapide, sans nécessiter de gels supplémentaires. Résistantes et durables, elles sont conçues pour plusieurs utilisations sans perte de performance. Idéales pour l'électrothérapie, la rééducation musculaire ou le soulagement de la douleur.

#### Caractéristiques principales :

- Conduction optimale : Surface en carbone pour une diffusion homogène du courant
- Adhérence efficace : Gel auto-adhésif haute qualité assurant un maintien parfait
- Confortable et flexible : S'adapte aux différentes morphologies et zones du corps



- Réutilisable et durable : Plusieurs utilisations possibles sans perte d'efficacité
- Compatibilité universelle : Fonctionne avec la majorité des appareils d'électrostimulation
- Hypoallergénique : Gel conçu pour minimiser les irritations cutanées

#### Avantages:

- Facilité d'utilisation : Mise en place rapide grâce à la fixation auto-adhésive
- Efficacité maximale : Répartition homogène du courant pour une stimulation optimale
- Hygiénique et économique : Réutilisable pour plusieurs séances
- Confort d'utilisation : Matériaux souples pour une meilleure adaptation aux mouvements
- **Polyvalence** : Convient pour l'électrothérapie, la rééducation musculaire et le soulagement de la douleur

#### Contenance:

• Vendu par lot de 4 électrodes, à l'unité.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, retrouvez nos équipements d'électrothérapie et explorez dès maintenant notre catégorie dédiée à la kinésithérapie.