

Électrode rectangulaire 50 x 100 mm avec fil - DURA-STICK - sachet de 2

Référence 09393



Prix du produit :

4,45 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'électrode rectangulaire **DURA-STICK** avec **fil double sortie**, vendu par sachet de 2, est conçue pour assurer une **conduction électrique optimale** et une diffusion homogène du courant. Grâce à son double connecteur, elle permet une stimulation simultanée sur une zone étendue du corps. Dotée d'un **gel auto-adhésif de haute qualité**, elle garantit une **excellente adhérence** et un confort maximal. **Réutilisable et compatible avec la plupart des appareils d'électrostimulation**, elle constitue une solution efficace et durable.

Description du produit :

L'électrode **DURA-STICK** avec **fil double sortie** est idéale pour les séances d'électrothérapie nécessitant une stimulation uniforme sur une **large surface**. Sa **surface conductrice en carbone** assure une répartition homogène du courant, tandis que son **gel hypoallergénique** garantit un **contact optimal avec la peau sans provoquer d'irritations**. Grâce à son double connecteur, elle permet une connexion simultanée à deux canaux d'un appareil d'**électrostimulation**, optimisant ainsi l'efficacité du traitement. **Flexible et réutilisable**, elle conserve ses propriétés conductrices et adhésives au fil des utilisations.

Caractéristiques principales :

- **Conduction optimale** : Surface en carbone garantissant une diffusion homogène du courant

- **Double connecteur** : Permet une stimulation simultanée sur une large zone
- **Adhérence efficace** : Gel auto-adhésif de haute qualité assurant un maintien parfait
- **Confortable et flexible** : S'adapte aux différentes zones du corps
- **Réutilisable et durable** : Conçue pour plusieurs utilisations sans perte de performance
- **Hypoallergénique** : Gel médical conçu pour minimiser les irritations cutanées

Avantages :

- **Facilité d'utilisation** : Connexion rapide grâce au double fil de sortie
- **Efficacité accrue** : Meilleure répartition du courant pour une stimulation plus performante
- **Hygiénique et économique** : Réutilisable pour plusieurs séances sans perte d'adhérence
- **Confort maximal** : Matériaux souples favorisant une meilleure adaptation aux mouvements
- **Polyvalence** : Compatible avec la plupart des appareils d'électrostimulation utilisant une connexion par fil

Contenance :

- **Vendu par sachet de 2, à l'unité.**

Tailles disponibles :

- 5 x 10 cm

CE.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'électrodes et d'équipements d'[électrothérapie](#), explorez dès maintenant notre catégorie dédiée à la [kinésithérapie](#).