

ÉLECTRODES RECTANGLES FILAIRES DURA-STICK® 50 X 90 MM CEFAR - sachet de 4

Référence 09396



Prix du produit :

5,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes rectangles filaires Dura-Stick® 50 x 90 mm CEFAR** combinent un film carbone conducteur, un gel Multistick® hypoallergénique et une connectique **2 mm** pour des applications répétées en électrostimulation. Format **50 x 90 mm**, en sachet de **4 électrodes**.

CE • Classe I • Gel hypoallergénique • Sachet de 4

Description du produit :

Électrodes Dura-Stick® filaires, contact fiable et usage répété

Ces électrodes rectangulaires sont destinées aux séances d'électrostimulation avec branchement filaire. Les **électrodes Dura-Stick® CEFAR** en **50 x 90 mm** favorisent un placement stable et une diffusion adaptée sur des zones de surface plus importante.

Leur structure associe un film carbone haute conductivité à un gel Multistick® hypoallergénique pour maintenir un bon contact avec la peau. La connexion filaire par **fiches bananes 2 mm** permet une utilisation simple avec de nombreux dispositifs compatibles.

Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie, médecins du sport et professionnels de l'électrothérapie. Elles conviennent aussi bien aux protocoles de stimulation musculaire qu'aux séances TENS nécessitant une électrode rectangulaire souple.

Points forts

- **Surface 50 x 90 mm** : adaptée aux zones anatomiques plus larges et utile lorsque la pose demande une couverture rectangulaire étendue.
- **Connexion universelle 2 mm** : compatible avec les appareils équipés de fiches bananes 2 mm, pour un branchement rapide au quotidien.
- **Film carbone conducteur** : participe à une transmission régulière du courant et à une stimulation homogène durant la séance.
- **Gel Multistick® hypoallergénique** : conçu pour limiter les sensibilités cutanées et améliorer l'adhérence lors d'utilisations répétées.
- **Support textile souple** : facilite l'application sur différentes zones comme le dos, la cuisse ou l'épaule, avec un meilleur confort de pose.
- **Sachet de 4 électrodes** : pratique pour préparer une séance complète ou renouveler rapidement un ensemble d'électrodes réutilisables.

Caractéristiques techniques

Marque : CEFAR

Fabricant : Enovis - DJO France S.A.S

Type de produit : Électrodes rectangulaires de neurostimulation filaires

Dimensions : 50 x 90 mm

Forme : Rectangulaire

Conditionnement : Sachet de 4 électrodes

Connectique : Fiches bananes 2 mm universelles

Conduction : Carbone

Composition : Gel autocollant Multistick® hypoallergénique, film carbone, revêtement textile souple

Couleur : Blanc / gris selon série de fabrication

Utilisation : Réutilisable, patient unique

Longévité : Environ 20 séances

Marquage : CE

Classe DM/EPI : DM Classe I

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I

Marquage : CE

Fabricant : Enovis - DJO France S.A.S

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les câbles pour électrostimulateurs permettent de remplacer un cordon à changer. Un électrostimulateur 2 voies aide à travailler deux zones pendant la même séance. Le gel échographique reste également utile pour certains gestes techniques réalisés au cabinet.