


# Électrode fil-ronde - DURA-STICK

Référence 09397



## Prix du produit :

## 5,75 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'électrode fil-ronde DURA-STICK, vendue par lot de 4, est spécialement conçue pour assurer une conduction électrique optimale et une stimulation homogène lors des séances d'électrothérapie. Grâce à son gel auto-adhésif de haute qualité, elle garantit une excellente adhérence et un confort maximal. Flexible et réutilisable, elle s'adapte parfaitement aux différentes zones du corps et est compatible avec la majorité des appareils d'électrostimulation.

## **Description du produit:**

L'électrode fil-ronde DURA-STICK offre une diffusion homogène du courant grâce à sa surface conductrice en carbone, permettant une stimulation efficace et confortable. Son format circulaire est idéal pour cibler des zones spécifiques avec précision. Le gel hypoallergénique assure un contact optimal avec la peau tout en réduisant les risques d'irritation. Dotée d'un fil de connexion standard, elle se branche facilement aux stimulateurs électriques et permet une mise en place rapide. Conçue pour une utilisation répétée, elle conserve ses propriétés conductrices et adhésives au fil des séances.

#### Caractéristiques principales :

- Conduction optimale : Surface en carbone garantissant une diffusion homogène du courant
- Adhérence efficace : Gel auto-adhésif haute qualité assurant un maintien parfait
- Format circulaire précis : Idéal pour cibler des zones spécifiques



- Réutilisable et durable : Utilisation prolongée sans perte de performance
- Compatibilité universelle : Fonctionne avec la majorité des appareils d'électrostimulation
- Hypoallergénique : Gel médical conçu pour minimiser les irritations cutanées

#### Avantages:

- Facilité d'utilisation : Connexion rapide grâce au fil de sortie standard
- Efficacité maximale : Répartition homogène du courant pour une stimulation optimisée
- Hygiénique et économique : Réutilisable sur plusieurs séances sans perte d'adhérence
- Confort maximal: Matériaux souples favorisant une meilleure adaptation aux mouvements
- **Polyvalence** : Adaptée à l'électrothérapie, la rééducation musculaire et la stimulation nerveuse

#### Contenance:

• Vendu par lot de 4, à l'unité.

### Diamètre disponible :

- 3,2 cm
- 5 cm

#### CE.

Retrouvez notre gamme complète d'électrodes et d'équipements d'<u>électrothérapie</u>, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée à la <u>kinésithérapie</u>.