

# Jeu de 5 câbles - ELASDYN

Référence 09432



#### Prix du produit :

# 44,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le jeu de 5 câbles ElasDyn est conçu pour le renforcement musculaire et la rééducation progressive. Composé de câbles en élastodiène avec double tressage et de crochets haute ténacité, il garantit sécurité et performance. Chaque câble est identifié par une couleur selon son niveau de résistance. Longueur 1,10 m.

**JEU DE 5 CÂBLES.** 

#### **Description du produit:**

Le jeu de 5 câbles ElasDyn est une solution complète pour un travail musculaire évolutif. Fabriqués en fils d'élastodiène avec double couverture tressée, ces câbles offrent une excellente élasticité et une grande résistance à l'usure. Leurs crochets haute ténacité, équipés d'un linguet de sécurité, assurent une fixation fiable sur une cage ou un espalier, garantissant une utilisation en toute sérénité. Les différentes couleurs permettent un repérage rapide des résistances, facilitant le suivi des exercices et la progression des utilisateurs.

### Caractéristiques principales

- Kit comprenant 5 câbles et 10 crochets pour une fixation sécurisée.
- Câbles en fils d'élastodiène avec double tressage multifilaments pour une durabilité accrue.
- Crochets en matériau haute ténacité, équipés d'un linguet de sécurité.
- Longueur du câble : 1,10 m, adaptée à différents exercices.



#### **Avantages**

- Permet une progression adaptée à chaque utilisateur.
- Fixation fiable sur cage ou espalier, assurant un entraînement sécurisé.
- Repérage facile des résistances grâce aux couleurs distinctes.
- Conception robuste, idéale pour un usage régulier en rééducation et en renforcement musculaire.

## Résistances disponibles

Très souple : Noir (3 kg)
Souple : Bleu (5 kg)
Moyen : Violet (8 kg)
Fort : Jaune (10 kg)

• Très fort : Rouge (15 kg)

#### CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>rééducation</u>, pour un travail musculaire progressif et sécurisé.