

JEU DE 5 Câbles ELASDYN Résistances Progressives - lot de 5

Référence 09432



Prix du produit :

44,88 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le jeu de 5 câbles Elasdyn réunit 5 niveaux de résistance de 3 à 15 kg pour moduler le travail musculaire en pouliothérapie et en rééducation fonctionnelle. Avec leur longueur de 1,10 m et leurs crochets à linguet de sécurité, ils permettent une mise en place pratique sur les équipements compatibles.

5 Résistances progressives • Longueur 1,10 m
• 10 Crochets de sécurité • Double couverture tressée

Description du produit :

Jeu de 5 câbles Elasdyn, résistances graduées pour la rééducation

Ces câbles de pouliothérapie sont conçus pour faire varier l'intensité des exercices selon les besoins de la séance. Le jeu de 5 câbles Elasdyn couvre 5 résistances allant de 3 à 15 kg, afin d'accompagner un travail musculaire progressif.

Chaque câble est réalisé en fils d'élastodiène et protégé par une double couverture tressée en multifilaments. Les crochets en matériau haute ténacité avec linguet de sécurité assurent une fixation rapide sur une cage de pouliothérapie ou un espalier.

Le repérage par couleur simplifie le choix de la résistance au fil des exercices. Idéal pour kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et structures sport-santé.

Points forts

- **5 niveaux de charge** : noir **3 kg**, bleu **5 kg**, violet **8 kg**, jaune **10 kg**, rouge **15 kg** pour adapter précisément l'effort demandé.
- **Identification visuelle immédiate** : le code couleur facilite les changements de câble et rend l'enchaînement des séries plus fluide.
- **Format de 1,10 m** : cette longueur convient aux installations courantes sur cage de pouliothérapie ou espalier.
- **Conception renforcée** : les fils d'élastodiène associés à une double couverture tressée en multifilaments accompagnent les usages répétés.
- **Fixation sécurisée** : les crochets avec linguet de sécurité favorisent une accroche simple tout en limitant les décrochages durant l'exercice.
- **Ensemble prêt à utiliser** : le kit contient **5 câbles** et **10 crochets** pour équiper rapidement un poste de travail.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Jeu de câbles de pouliothérapie

Conditionnement : Kit de 5 câbles et 10 crochets

Longueur : 1,10 m

Résistances : 3 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg, 15 kg

Code couleur : Noir, bleu, violet, jaune, rouge

Matériau câble : Fils d'élastodiène

Revêtement : Double couverture tressée en multifilaments

Matériau crochet : Matériau haute ténacité

Sécurité : Crochets avec linguet de sécurité

Compatibilité : Cage de pouliothérapie, espalier

Utilisation : Rééducation fonctionnelle, travail musculaire progressif

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement inclut 5 câbles Elasdyn à résistances progressives ainsi que 10 crochets munis d'un linguet de sécurité.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre installation, une cage de pouliothérapie offre davantage de possibilités de montage pendant les exercices. Un espalier constitue aussi un support pratique au quotidien, tandis que des accessoires de pouliothérapie permettent de diversifier les configurations.