

# Dermatoscope - DERMA MED 20

Référence 09559



Prix du produit :

**189,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Dermatoscope Derma MED20** est un outil de diagnostic performant conçu pour répondre aux exigences des dermatologues et professionnels de santé. Grâce à sa **batterie rechargeable**, il offre une autonomie prolongée et une utilisation flexible en toutes circonstances.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

Doté d'un **système d'éclairage LED performant**, le Derma MED20 est équipé de **12 LEDs** (9 polarisées et 3 non polarisées) qui permettent une observation détaillée des structures cutanées. La fonction de **polarisation croisée** améliore la visualisation des structures vasculaires et des couches profondes de la peau. En un simple geste, alternez entre le **mode polarisé et non polarisé** pour une analyse précise et adaptée à chaque cas.

## Caractéristiques Principales

### Optique et Grossissement

- **Grossissement x10** pour une visualisation nette et détaillée.
- **Champ de vision large de 45 mm** facilitant l'observation.
- **Système d'Éclairage**
- **12 LEDs haute performance :**

- 9 LEDs polarisées pour une meilleure visibilité des structures vasculaires et profondes de la peau.
- 3 LEDs non polarisées pour une analyse de surface optimale.
- **Double mode d'éclairage** :
- **Mode polarisé** pour l'étude des structures profondes.
- **Mode non polarisé** pour une observation classique.
- **Changement de mode rapide** d'un simple geste.
- **Graduation en mm sur la lentille de contact** pour une mesure précise des lésions.

## Ergonomie et Conception

- **Matériaux de haute qualité** : corps en métal et verre de précision.
- **Design moderne et ergonomique** pour une prise en main confortable.
- **Dimensions compactes (6 cm)** facilitant le transport et l'utilisation.

## Hygiène et Sécurité

- **Verre de protection détachable et autoclavable**, garantissant une stérilisation complète.
- **Réduction des risques de contamination croisée** entre les patients.

## Connectivité et Compatibilité

- **Adaptateur universel magnétique** pour smartphone, permettant de capturer des images diagnostiques.
- **Compatible avec la majorité des smartphones.**

## Autonomie et Recharge

1. **Batterie Lithium-ion rechargeable** haute capacité (200mAh).
2. **Jusqu'à 6 heures d'autonomie**, selon l'utilisation.
3. **Recharge via câble USB Type-C** pour une alimentation rapide et pratique.

## Caractéristiques Techniques :

- **Modèle** Dermatoscope Derma MED20
- **Grossissement** x10
- **Champ de vision** 45 mm
- **Éclairage** 12 LEDs (9 polarisées, 3 non polarisées)
- **Modes d'éclairage** Polarisé et non polarisé
- **Résolution** 300 LP/MM (axe), 250 LP/MM (bords)
- **Verre de protection** Avec graduations, autoclavable
- **Matériaux** Métal et verre
- **Alimentation** Batterie Lithium-ion rechargeable (200mAh)
- **Autonomie** Jusqu'à 6 heures
- **Recharge** USB Type-C
- **Compatibilité smartphone** Adaptateur universel magnétique inclus

- **Dimensions** 6 cm

### **Pourquoi Choisir le Dermatoscope Derma MED20 ?**

- **Qualité optique supérieure** avec un grossissement x10.
- **Eclairage LED avancé** avec polarisation croisée et mode non polarisé.
- **Conception hygiénique** avec un verre de protection stérilisable.
- **Facilité d'utilisation** et ergonomie adaptée aux professionnels.
- **Autonomie longue durée** et recharge rapide en USB-C.
- **Possibilité de capturer des images via smartphone** pour un suivi optimisé.

### **Contenu du Coffret**

#### **Le Dermatoscope Derma MED20 inclut :**

- 1 Dermatoscope **Derma MED20**
- 1 Étui de transport robuste
- 1 Embout de contact gradué
- 1 Câble USB Type-C
- 1 Chiffon microfibre
- 1 Adaptateur universel magnétique pour smartphone
- 1 Adaptateur pour smartphone à double objectif

**CE.**

**Garantie de 3 ans** (hors accessoires).

Offrez à vos patients un diagnostic dermatologique précis et fiable avec notre sélection de [\*\*dermoscope\*\*](#). Découvrez l'excellence en un clic !