

Dermatoscope - DERMA MED 20

Référence 09559



Prix du produit :

199,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Dermatoscope Derma MED20** est un outil de diagnostic performant conçu pour répondre aux exigences des dermatologues et professionnels de santé. Grâce à sa **batterie rechargeable**, il offre une autonomie prolongée et une utilisation flexible en toutes circonstances.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Doté d'un système d'éclairage LED performant, le Derma MED20 est équipé de 12 LEDs (9 polarisées et 3 non polarisées) qui permettent une observation détaillée des structures cutanées. La fonction de polarisation croisée améliore la visualisation des structures vasculaires et des couches profondes de la peau. En un simple geste, alternez entre le mode polarisé et non polarisé pour une analyse précise et adaptée à chaque cas.

Caractéristiques Principales

Optique et Grossissement

- Grossissement x10 pour une visualisation nette et détaillée.
- Champ de vision large de 45 mm facilitant l'observation.
- Système d'Éclairage



- 12 LEDs haute performance :
- 9 LEDs polarisées pour une meilleure visibilité des structures vasculaires et profondes de la peau.
- 3 LEDs non polarisées pour une analyse de surface optimale.
- Double mode d'éclairage :
- Mode polarisé pour l'étude des structures profondes.
- Mode non polarisé pour une observation classique.
- Changement de mode rapide d'un simple geste.
- Graduation en mm sur la lentille de contact pour une mesure précise des lésions.

Ergonomie et Conception

- Matériaux de haute qualité : corps en métal et verre de précision.
- Design moderne et ergonomique pour une prise en main confortable.
- Dimensions compactes (6 cm) facilitant le transport et l'utilisation.

Hygiène et Sécurité

- Verre de protection détachable et autoclavable, garantissant une stérilisation complète.
- Réduction des risques de contamination croisée entre les patients.

Connectivité et Compatibilité

- Adaptateur universel magnétique pour smartphone, permettant de capturer des images diagnostiques.
- Compatible avec la majorité des smartphones.

Autonomie et Recharge

- 1. Batterie Lithium-ion rechargeable haute capacité (200mAh).
- 2. Jusqu'à 6 heures d'autonomie, selon l'utilisation.
- 3. Recharge via câble USB Type-C pour une alimentation rapide et pratique.

Caratéristiqus Techniques :

- Modèle Dermatoscope Derma MED20
- Grossissement x10
- Champ de vision 45 mm
- Éclairage 12 LEDs (9 polarisées, 3 non polarisées)
- Modes d'éclairage Polarisé et non polarisé
- Résolution 300 LP/MM (axe), 250 LP/MM (bords)
- Verre de protection Avec graduations, autoclavable
- Matériaux Métal et verre
- Alimentation Batterie Lithium-ion rechargeable (200mAh)
- Autonomie Jusqu'à 6 heures
- Recharge USB Type-C



- Compatibilité smartphone Adaptateur universel magnétique inclus
- **Dimensions** 6 cm

Pourquoi Choisir le Dermatoscope Derma MED20 ?

- Qualité optique supérieure avec un grossissement x10.
- Eclairage LED avancé avec polarisation croisée et mode non polarisé.
- Conception hygiénique avec un verre de protection stérilisable.
- Facilité d'utilisation et ergonomie adaptée aux professionnels.
- Autonomie longue durée et recharge rapide en USB-C.
- Possibilité de capturer des images via smartphone pour un suivi optimisé.

Contenu du Coffret

Le Dermatoscope Derma MED20 inclut :

- 1 Dermatoscope **Derma MED20**
- 1 Étui de transport robuste
- 1 Embout de contact gradué
- 1 Câble USB Type-C
- 1 Chiffon microfibre
- 1 Adaptateur universel magnétique pour smartphone
- 1 Adaptateur pour smartphone à double objectif

CE.

Garantie de 3 ans (hors accessoires).

Offrez à vos patients un diagnostic dermatologique précis et fiable avec notre sélection de **dermatoscope**. Découvrez l'excellence en un clic!