

# DERMATOSCOPE DERMA MED20 POLARISÉ X10 POUR SMARTPHONE - avec adaptateur universel

Référence 09559



Prix du produit :

**166,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le dermatoscope **Derma MED20** de **DERMA** se fixe au smartphone pour réaliser une observation cutanée avec un grossissement **x10** et un champ de vision de **45 mm**. Son éclairage LED polarisé / non polarisé et son verre de protection autoclavable répondent aux besoins de documentation et d'hygiène en pratique quotidienne.

3 Ans • CE • Double éclairage polarisé / non polarisé • Adaptateur smartphone universel inclus

Description du produit :

[Dermatoscope Derma MED20, visualisation cutanée sur smartphone](#)

Ce dermatoscope **Derma MED20** est conçu pour l'examen cutané avec smartphone. Il combine un grossissement **x10**, un champ de vision de **45 mm** et un système LED à double mode pour adapter l'observation à la situation.

Le mode **polarisé** facilite la lecture des structures vasculaires et des couches plus profondes, tandis que le mode non polarisé est adapté à l'examen de surface. L'adaptateur universel permet d'associer rapidement l'appareil au téléphone afin de capturer des images lors du suivi.

Le verre de protection gradué se retire facilement et peut être autoclavé entre deux utilisations. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, cabinets médicaux, cliniques et professionnels de santé réalisant des examens cutanés réguliers.

## Points forts

- **Grossissement x10** : permet une observation rapprochée des lésions cutanées pour un examen visuel détaillé et une comparaison facilitée dans le temps.
- **Champ de vision 45 mm** : offre une surface d'analyse étendue en une seule observation.
- **Éclairage LED double mode : 9 LEDs polarisées et 3 LEDs non polarisées** pour passer d'une lecture des structures profondes à une observation plus superficielle.
- **Connexion au smartphone** : l'adaptateur universel magnétique inclus simplifie la prise d'images et leur intégration dans le suivi du patient.
- **Verre de protection détachable** : gradué et autoclavable, il contribue à maintenir une hygiène rigoureuse entre les examens.
- **Batterie rechargeable USB Type-C** : jusqu'à **6 heures** d'autonomie selon utilisation pour un usage en cabinet comme en mobilité.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 3 ans (hors câbles et accessoires)

**Type de produit** : Dermatoscope pour smartphone

**Marque** : Derma

**Utilisation** : Usage professionnel

**Grossissement** : x10

**Champ de vision** : 45 mm

**Dimensions** : 6 cm

**Système optique** : Achromatique

**Résolution** : 300 LP/MM (axe), 250 LP/MM (bords)

**Éclairage** : 12 LEDs, dont 9 polarisées et 3 non polarisées

**Modes d'éclairage** : Polarisé croisé / non polarisé

**Niveaux d'intensité** : 2

**Matériau** : Métal et verre

**Verre de protection** : Détachable, gradué, autoclavable

**Alimentation** : Batterie Lithium-ion 200 mAh rechargeable

**Autonomie** : Jusqu'à 6 heures selon utilisation

**Recharge** : USB Type-C

**Fonctionnement** : Optique / électronique rechargeable

**Couleur** : Noir métal

**Conditionnement** : Vendu à l'unité

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Non précisé dans les sources  
Lire attentivement la notice avant utilisation

### Contenu emballage

Le coffret comprend 1 dermatoscope Derma MED20, 1 étui de transport, 1 embout de contact gradué, 1 câble USB Type-C, 1 chiffon microfibre, 1 adaptateur smartphone universel et 1 adaptateur smartphone à double objectif.

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement au poste d'examen, les lampes d'examen améliorent les conditions de travail. Les gants latex participent à l'hygiène des manipulations, tandis que les guéridons médicaux aident à garder accessoires et smartphone organisés.