

LAMPE DE WOOD AVEC LOUPE À MAIN LED GROSSISSEMENT 4,5X - à main

Référence 09560

Prix du produit :

151,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe de Wood avec loupe à main LED** réunit une loupe de **4,5x**, un objectif de **60 mm** et un éclairage mixte blanc/UV **365 nm** pour l'observation visuelle de la peau. Son format portable, ses **20 LED** et sa batterie **2000 mAh** rechargeable en USB-C en font un équipement pratique pour un usage régulier.

IEC 60601-1 • Double éclairage blanc et UV 365 nm • Batterie 2000 mAh • EAN 6923299000050



Description du produit :

Lampe de Wood LED à main, loupe 4,5x pour examen visuel

Cette lampe loupe à main associe lumière de Wood et agrandissement pour observer plus finement les détails cutanés. La **lampe de Wood avec loupe à main LED** dispose d'un objectif de **60 mm** avec un grossissement de **4,5x** pour cibler la zone examinée.

Son système lumineux combine **15 LED blanches** et **5 LED UV 365 nm**, avec **2 types d'éclairage couleur** selon les besoins d'observation. Le passage d'un mode à l'autre aide à apprécier plus facilement certaines variations visuelles de la peau.

Grâce à sa batterie **2000 mAh**, à sa recharge USB type C et à la fonction d'arrêt automatique, elle s'intègre simplement dans la pratique quotidienne. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, esthéticiennes, vétérinaires et cabinets de diagnostic spécialisé.

Points forts

- **Loupe 4,5x** : facilite l'observation rapprochée des détails cutanés sur des zones précises lors d'un examen visuel.
- **Éclairage combiné** : les **15 LED blanches** et les **5 LED UV** permettent d'utiliser deux approches d'éclairage avec un seul appareil.
- **UV 365 nm** : cette longueur d'onde dédiée complète l'analyse visuelle selon le contexte d'examen.
- **Objectif 60 mm** : offre un champ d'observation confortable pour examiner une zone pigmentée, pileuse ou localisée.
- **Format à main** : l'appareil reste facile à manipuler en consultation, au fauteuil ou lors d'un usage mobile.
- **Batterie 2000 mAh avec arrêt automatique** : la recharge USB type C simplifie l'utilisation répétée et l'arrêt automatique limite la consommation inutile.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lampe de Wood avec loupe à main LED

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Électronique, à main

Grossissement : 4,5x

Diamètre de l'objectif : 60 mm

Éclairage : 20 LED

Composition de l'éclairage : 15 LED blanches et 5 LED UV

Longueur d'onde UV : 365 nm

Modes d'éclairage : 2 types d'éclairage couleur

Batterie : 2000 mAh

Alimentation : Recharge USB type C

Fonction supplémentaire : Arrêt automatique

Marque : Non renseignée

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Norme : IEC 60601-1

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter l'observation au cabinet, les instruments dermatologiques apportent des solutions adaptées à l'examen visuel. Un dermatoscope peut prendre le relais pour une observation plus détaillée. Les lingette désinfectante - nettoyage et antiseptie rapide aident à nettoyer rapidement les surfaces de contact entre deux utilisations.