

Dermatoscope - DERMA MED 40

Référence 09561



Prix du produit :

999,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le dermatoscope Derma MED40 offre un grossissement x10, un champ de vision de 33 mm et un éclairage LED HQ polarisé pour une observation détaillée des structures cutanées. Son focus ajustable, son verre de protection autoclavable et son batterie rechargeable en font un outil indispensable en dermatologie.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Le dermatoscope Derma MED40 est conçu pour offrir une observation de haute précision des lésions cutanées grâce à son optique achromatique avancée. Son éclairage LED à 22 sources lumineuses (polarisées, non polarisées et ambres) permet une visualisation optimale des structures vasculaires et sous-cutanées. Son focus ajustable assure une netteté parfaite, tandis que son verre de protection autoclavable élimine tout risque de contamination croisée. Compatible avec les smartphones via un adaptateur universel magnétique, il facilite la capture et le suivi des images. Son autonomie de 6 heures et sa batterie rechargeable garantissent une utilisation fluide et continue en consultation.

Caractéristiques principales

- Grossissement x10 pour une image nette et détaillée.
- Champ de vision large de 33 mm pour une observation optimale.
- Éclairage LED HQ à 22 sources lumineuses (12 polarisées, 6 non polarisées, 4 ambres).
- Focus ajustable pour une mise au point précise.



- Verre de protection autoclavable et détachable, réduisant le risque de contamination.
- Adaptateur universel smartphone inclus, facilitant la capture d'images.
- Batterie lithium-ion rechargeable, autonomie de 6 heures.
- Alimentation via USB-C, pour une charge rapide et efficace.

Avantages

- Système optique achromatique pour une observation de haute qualité.
- Ergonomique et moderne, offrant une prise en main confortable.
- Passage facile entre modes d'éclairage polarisé et non polarisé.
- Conçu pour une utilisation professionnelle en dermatologie.
- Fourni avec un étui de transport et plusieurs accessoires.

Contenu du pack

- 1 étui de transport
- 1 embout de contact gradué
- 1 câble USB Type-C
- 1 manuel d'utilisation
- 1 chiffon microfibre
- 1 adaptateur smartphone universel magnétique

Garanti 2 ans.

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux <u>dermatoscopes</u>, pour une analyse et un suivi précis des lésions cutanées.