

Dermatoscope -DERMA MED 40

Référence 09561



Prix du produit :

1 018,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **dermoscope Derma MED40** offre un **grossissement x10**, un **champ de vision de 33 mm** et un **éclairage LED HQ polarisé** pour une observation détaillée des structures cutanées. Son **focus ajustable**, son **verre de protection autoclavable** et son **batterie rechargeable** en font un outil indispensable en dermatologie.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le **dermoscope Derma MED40** est conçu pour offrir une **observation de haute précision** des lésions cutanées grâce à son **optique achromatique avancée**. Son **éclairage LED à 22 sources lumineuses** (polarisées, non polarisées et ambres) permet une visualisation optimale des **structures vasculaires et sous-cutanées**. Son **focus ajustable** assure une netteté parfaite, tandis que son **verre de protection autoclavable** élimine tout risque de contamination croisée. Compatible avec **les smartphones via un adaptateur universel magnétique**, il facilite la capture et le suivi des images. Son **autonomie de 6 heures** et sa **batterie rechargeable** garantissent une utilisation fluide et continue en consultation.

Caractéristiques principales

- **Grossissement x10** pour une image nette et détaillée.
- **Champ de vision large de 33 mm** pour une observation optimale.
- **Éclairage LED HQ à 22 sources lumineuses** (12 polarisées, 6 non polarisées, 4 ambres).
- **Focus ajustable** pour une mise au point précise.
- **Verre de protection autoclavable et détachable**, réduisant le risque de contamination.

- **Adaptateur universel smartphone inclus**, facilitant la capture d'images.
- **Batterie lithium-ion rechargeable**, autonomie de 6 heures.
- **Alimentation via USB-C**, pour une charge rapide et efficace.

Avantages

- **Système optique achromatique** pour une observation de haute qualité.
- **Ergonomique et moderne**, offrant une prise en main confortable.
- **Passage facile entre modes d'éclairage polarisé et non polarisé**.
- **Conçu pour une utilisation professionnelle en dermatologie**.
- **Fourni avec un étui de transport et plusieurs accessoires**.

Contenu du pack

- **1 étui de transport**
- **1 embout de contact gradué**
- **1 câble USB Type-C**
- **1 manuel d'utilisation**
- **1 chiffon microfibre**
- **1 adaptateur smartphone universel magnétique**

Garanti 2 ans.

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux [dermatoscopes](#), pour une analyse et un suivi précis des lésions cutanées.