

Dermatoscope Heine - DELTA®20 T

Référence 08077



Prix du produit :

1 375,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le dermatoscope Heine DELTA 20T offre une **optique achromatique de haute qualité** et un **éclairage LED HQ** pour une observation détaillée des lésions cutanées. Grâce à la fonction **Toggle**, il permet de passer instantanément d'un **éclairage polarisé à non polarisé**. Compatible avec les appareils photo Canon et Nikon.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le Heine DELTA 20T est un dermatoscope de **précision** conçu pour fournir une **imagerie haute résolution** des lésions cutanées. Son **système optique achromatique** garantit une **qualité d'image exceptionnelle**, avec un **grossissement ajustable de x10 à x16**. Sa **technologie LED HQ** assure un éclairage optimal, réduisant les reflets et améliorant la netteté des structures cutanées. Grâce à la **fonction Toggle**, il est possible de **passer instantanément de l'éclairage polarisé à non polarisé**, sans changer d'embout, permettant ainsi une adaptation rapide à chaque type de lésion. La **dermatoscopie de contact avec liquide d'immersion** reste également possible pour une analyse encore plus détaillée.

Compatible avec les **appareils photo Canon et Nikon**, il permet de capturer des **images haute définition** pour le suivi et l'archivage des examens dermatologiques.

Caractéristiques principales

- **Optique achromatique haute résolution** pour une image nette et détaillée.
- **Éclairage LED HQ** avec fonction **Toggle** pour basculer entre **mode polarisé et non**

polarisé.

- **Grossissement ajustable de x10 à x16** pour une observation optimale.
- **Embout de contact Ø 23 mm avec échelle graduée.**
- **Compatible avec les appareils photo Canon et Nikon** pour la capture d'images haute définition.

Avantages

- **Passage instantané entre les modes d'éclairage**, sans changer d'embout.
- **Permet une dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion.**
- **Ergonomique et facile à utiliser**, conçu pour les professionnels.
- **Images nettes et détaillées**, grâce à une optique de haute précision.

Contenu du pack

- **1 dermatoscope Heine DELTA 20T**
- **1 embout de contact Ø 23 mm avec échelle**
- **1 boîtier à piles 2.5V**
- **1 flacon de 10 ml d'huile de dermatologie**
- **1 trousse de transport**

Garanti 5 ans.

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux [dermatoscopes](#), pour une analyse détaillée et fiable des lésions cutanées.