

Dermatoscope Heine - DELTA®20 T

Référence 08077



Prix du produit :

1 349,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le dermatoscope Heine DELTA 20T offre une optique achromatique de haute qualité et un éclairage LED HQ pour une observation détaillée des lésions cutanées. Grâce à la fonction Toggle, il permet de passer instantanément d'un éclairage polarisé à non polarisé. Compatible avec les appareils photo Canon et Nikon.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Le Heine DELTA 20T est un dermatoscope de précision conçu pour fournir une imagerie haute résolution des lésions cutanées. Son système optique achromatique garantit une qualité d'image exceptionnelle, avec un grossissement ajustable de x10 à x16. Sa technologie LED HQ assure un éclairage optimal, réduisant les reflets et améliorant la netteté des structures cutanées. Grâce à la fonction Toggle, il est possible de passer instantanément de l'éclairage polarisé à non polarisé, sans changer d'embout, permettant ainsi une adaptation rapide à chaque type de lésion. La dermatoscopie de contact avec liquide d'immersion reste également possible pour une analyse encore plus détaillée.

Compatible avec les **appareils photo Canon et Nikon**, il permet de capturer des **images haute définition** pour le suivi et l'archivage des examens dermatologiques.

Caractéristiques principales

Optique achromatique haute résolution pour une image nette et détaillée.



- Éclairage LED HQ avec fonction Toggle pour basculer entre mode polarisé et non polarisé.
- Grossissement ajustable de x10 à x16 pour une observation optimale.
- Embout de contact Ø 23 mm avec échelle graduée.
- Compatible avec les appareils photo Canon et Nikon pour la capture d'images haute définition.

Avantages

- Passage instantané entre les modes d'éclairage, sans changer d'embout.
- Permet une dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion.
- Ergonomique et facile à utiliser, conçu pour les professionnels.
- Images nettes et détaillées, grâce à une optique de haute précision.

Contenu du pack

- 1 dermatoscope Heine DELTA 20T
- 1 embout de contact Ø 23 mm avec échelle
- 1 boîtier à piles 2.5V
- 1 flacon de 10 ml d'huile de dermatologie
- 1 trousse de transport

Garanti 5 ans.

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux <u>dermatoscopes</u>, pour une analyse détaillée et fiable des lésions cutanées.