

Dermatoscope polarisé WI-FI et USB - MIC-FI

Référence 09562



Prix du produit :

474,21 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le dermatoscope polarisé Wi-Fi et USB MIC est un microscope numérique portable conçu pour une observation précise des lésions cutanées. Compatible avec smartphones, tablettes et PC, il offre un grossissement de 5x à 200x, une résolution de 1,3 MP, et une connexion Wi-Fi ou USB pour capturer photos et vidéos en haute qualité.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Léger et compact, le dermatoscope polarisé Wi-Fi et USB MIC est un outil numérique de diagnostic permettant d'examiner avec précision les structures cutanées. Grâce à son grossissement réglable de 5x à 200x et sa couronne lumineuse de 8 LED blanches ajustables, il offre une excellente visualisation des détails dermatologiques. Sa connectivité Wi-Fi et USB le rend compatible avec Windows, macOS, iOS et Android, facilitant ainsi l'accès aux images en temps réel sur smartphones, tablettes et ordinateurs. Ultra-portable (88 g), avec une autonomie de 2 heures, il est idéal pour une utilisation en cabinet ou en déplacement.

Caractéristiques principales

- Microscope numérique compact et portable.
- Grossissement réglable de 5x à 200x pour une observation détaillée.
- Connexion Wi-Fi et USB, compatible avec Windows, macOS, iOS et Android.
- Résolution de 1,3 MP, permettant la capture de photos et vidéos de haute qualité.



- Éclairage optimisé avec 8 LED blanches réglables.
- Batterie lithium-ion rechargeable, autonomie de 2 heures en continu.

Avantages

- Facile à utiliser, sans fil ou en USB, pour une flexibilité maximale.
- Idéal pour les professionnels en déplacement, grâce à sa légèreté (88 g).
- Visualisation en temps réel sur smartphones, tablettes et PC.
- Permet une documentation précise des examens dermatologiques.

Spécifications techniques

• Taille : Ø 36 x 142 mm

• **Poids**: 88 g

• Grossissement: 5x à 200x

Résolution photo et vidéo : 1,3 MP
Éclairage : 8 LED blanches réglables
Autonomie : 2 heures en continu

Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable
 Compatibilité : Windows, macOS, iOS, Android

• Connexion : Wi-Fi ou USB

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux <u>dermatoscopes</u>, pour une analyse détaillée et fiable des lésions cutanées.