

Dermatoscope polarisé WI-FI et USB - MIC-FI

Référence 09562

Prix du produit :

483,69 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **dermatoscope polarisé Wi-Fi et USB MIC** est un microscope numérique **portable** conçu pour une observation précise des lésions cutanées. Compatible avec **smartphones, tablettes et PC**, il offre un **grossissement de 5x à 200x**, une **résolution de 1,3 MP**, et une **connexion Wi-Fi ou USB** pour capturer photos et vidéos en haute qualité.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Léger et compact, le **dermatoscope polarisé Wi-Fi et USB MIC** est un outil numérique de diagnostic permettant d'examiner avec précision les **structures cutanées**. Grâce à son **grossissement réglable de 5x à 200x** et sa **couronne lumineuse de 8 LED blanches ajustables**, il offre une excellente visualisation des détails dermatologiques. Sa connectivité **Wi-Fi et USB** le rend compatible avec **Windows, macOS, iOS et Android**, facilitant ainsi l'accès aux images en temps réel sur **smartphones, tablettes et ordinateurs**. Ultra-portable (**88 g**), avec une **autonomie de 2 heures**, il est idéal pour une utilisation en cabinet ou en déplacement.

Caractéristiques principales

- Microscope numérique **compact et portable**.
- **Grossissement réglable de 5x à 200x** pour une observation détaillée.
- **Connexion Wi-Fi et USB**, compatible avec Windows, macOS, iOS et Android.
- **Résolution de 1,3 MP**, permettant la capture de photos et vidéos de haute qualité.
- **Éclairage optimisé avec 8 LED blanches réglables**.

- **Batterie lithium-ion rechargeable**, autonomie de 2 heures en continu.

Avantages

- **Facile à utiliser, sans fil ou en USB**, pour une flexibilité maximale.
- **Idéal pour les professionnels en déplacement**, grâce à sa légèreté (88 g).
- **Visualisation en temps réel sur smartphones, tablettes et PC**.
- Permet une documentation précise des examens dermatologiques.

Spécifications techniques

- **Taille** : Ø 36 x 142 mm
- **Poids** : 88 g
- **Grossissement** : 5x à 200x
- **Résolution photo et vidéo** : 1,3 MP
- **Éclairage** : 8 LED blanches réglables
- **Autonomie** : 2 heures en continu
- **Alimentation** : Batterie lithium-ion rechargeable
- **Compatibilité** : Windows, macOS, iOS, Android
- **Connexion** : Wi-Fi ou USB

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux [dermatoscopes](#), pour une analyse détaillée et fiable des lésions cutanées.