

DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300 USB POLARISEUR INTÉGRÉ - filaire

Référence 09563



Prix du produit :

529,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **dermatoscope digital Firefly DE300** associe capture photo/vidéo, connexion USB et polarisation intégrée pour l'examen de la peau sur ordinateur. Il délivre une résolution de **1600 x 1200 px** avec un grossissement jusqu'à **35x optique** et **105x numérique**.

CE • Classe I • 8 LED réglables • USB 2.0

Description du produit :

[Dermatoscope digital Firefly DE300, observation cutanée sur USB](#)

Ce dermatoscope numérique filaire est conçu pour visualiser la peau et conserver des images d'observation directement sur ordinateur. Le **dermatoscope digital Firefly DE300** combine une définition de **1600 x 1200 px**, une interface USB et un polariseur intégré pour limiter les reflets lors de l'examen.

Son grossissement va de **15x à 35x optique** et de **15x à 105x numérique**, ce qui facilite l'analyse visuelle d'une zone cutanée et la comparaison dans le temps. Les captures fixes et les vidéos en temps réel s'intègrent simplement au suivi documentaire du patient.

Développé pour la microscopie d'épiluminescence numérique, il offre une utilisation fluide au cabinet. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, téléconsultants, centres de santé, cabinets médicaux et établissements de formation.

Points forts

- **Définition 1600 x 1200 px** : la résolution réelle de 2 mégapixels permet d'obtenir des images exploitables pour l'observation, l'illustration du dossier et les comparaisons visuelles.
- **Double niveau de grossissement** : jusqu'à **35x optique** et **105x numérique** pour adapter l'examen à la zone observée et détailler les structures superficielles.
- **Polariseur intégré** : plusieurs niveaux de polarisation aident à réduire les reflets lumineux et à améliorer la lisibilité de la surface cutanée.
- **Éclairage ajustable** : les **8 LED** ultraluminescentes à intensité réglable permettent d'adapter la luminosité selon les besoins d'observation.
- **Connexion USB 2.0** : le transfert des photos et vidéos vers l'ordinateur est direct, pratique pour l'archivage, le partage d'images ou l'usage en téléexpertise.
- **Format compact** : avec ses **13 x 3,6 x 4 cm** pour **90 g**, l'appareil reste simple à manipuler lors d'un examen localisé.

Caractéristiques techniques

Garantie : 1 an

Type de produit : Dermatoscope digital filaire

Marque : Firefly

Fabricant : Firefly

Dimensions : 13 x 3,6 x 4 cm

Poids Net : 90 g

Poids emballé : 0,292 kg

Résolution : 1600 x 1200 px

Capteur : 2 mégapixels réels

Grossissement optique : 15x à 35x

Grossissement numérique : 15x à 105x

Éclairage : 8 LED ultraluminescentes à luminosité réglable

Interface : USB 2.0

Format vidéo : MJPG, YUY2, AVI

Fréquence : 30 FPS

Format d'image : JPG, BMP

Matériau : Doubles lentilles de verre multicouches

Fonctionnement : Numérique filaire sur ordinateur

Utilisation : Réutilisable

Systèmes compatibles : Windows 10, 8, 7, Vista, XP et Mac OS-X 10.4 +

Logiciel : FireflyPro

Destination : Observation de la peau pour diagnostic dermatologique

Conditionnement : Unité

Classe DM : I

EAN : 3760233190097

Normes & sécurité

Classe : DM I

Marquage : CE

Fabricant : Firefly

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient le dermatoscope digital Firefly DE300, une pièce d'espacement de la portée, un CD d'installation du logiciel FireflyPro, un câble USB CC et une attache.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un poste d'examen, les divans dermatologiques & esthétiques favorisent une installation stable du patient. Les lampes d'examen apportent un éclairage additionnel, tandis que les encre et support d'archivage aident au classement et à l'impression des visuels.