

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V FORMAT POCHE LUXAMED - sans échelle

Référence 09564



Prix du produit :

233,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V LUXAMED** offre une visualisation cutanée détaillée grâce à un grossissement **x10**, un anneau de **6 LED** et une luminosité d'environ **10 000 Lux**. Son format poche, le réglage d'intensité et l'arrêt automatique après **3 minutes** en font un outil pratique au quotidien. Existe en plusieurs modèles. Existe en plusieurs couleurs.

CE • Dispositif médical • Grossissement X10 • Piles AAA incluses

Description du produit :

[Dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V, compact et performant](#)

Ce dermatoscope au format poche est conçu pour l'observation cutanée en cabinet comme lors des déplacements. Le **dermatoscope LuxaScope LED 2.5 V LUXAMED** réunit un grossissement **x10**, un anneau de **6 LED** et un éclairage régulier pour une lecture visuelle précise.

La tête a été pensée pour offrir un examen confortable, avec une plaque de contact amovible et un variateur d'intensité selon la zone à observer. L'image reste nette, tout en conservant un champ visuel agréable pendant l'examen.

Alimenté par **2 piles AAA incluses**, il s'intègre facilement dans les usages courants grâce à son encombrement réduit. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, cabinets médicaux,

centres de santé et infirmiers en pratique avancée.

Points forts

- **Anneau lumineux 6 LED** : l'éclairage concentrique améliore l'homogénéité de la lumière et facilite l'observation de la zone examinée.
- **Grossissement x10** : permet une lecture détaillée de la surface cutanée avec une image sans distorsion.
- **Format poche** : se transporte aisément dans une poche de blouse, une mallette ou un sac de consultation.
- **Réglage de l'intensité** : le variateur aide à adapter la luminosité selon les besoins d'observation et le confort visuel.
- **LED longue durée** : durée de vie d'environ **100 000 heures**, limitant les opérations de maintenance liées à l'éclairage.
- **Extinction automatique** : arrêt après **3 minutes** de non-activité pour préserver l'autonomie entre deux utilisations.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : LUXAMED

Fabricant : LUXAMED

Type de produit : Dermatoscope

Utilisation : Usage professionnel

Grossissement : X10

Éclairage : Anneau de 6 LED concentriques

Intensité lumineuse : Environ 10 000 Lux

Température de couleur : Environ 4 250 K

Indice de rendu des couleurs : > 90 CRI

Durée de vie des LED : Environ 100 000 heures

Alimentation : 2 piles alcalines AAA incluses

Fonctionnement : Bouton poussoir électronique ON/OFF

Arrêt automatique : Après 3 minutes de non-activité

Matériau : Aluminium et fibre de verre renforcée

Format : Poche

Entretien : Plaque de contact amovible pour nettoyage facilité

Modèles : Embout de contact SANS graduation ; Embout de contact AVEC graduation

Couleurs : Bleu Glace ; Vert Jade

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : LUXAMED

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le poste d'examen, les marqueurs dermographiques permettent d'identifier une zone à suivre. Les compresses et l'alcool médical sont utiles pour l'entretien du petit matériel entre deux consultations.