

SPÉCULUM AURICULAIRE POUR DERMATOSCOPE POLARISÉ MIC GIMA - boîte de 100

Référence 09570



Prix du produit :

45,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spéculum auriculaire pour dermatoscope polarisé MIC GIMA** est un embout noir à **usage unique** destiné aux examens auriculaires, proposé en **Ø 3,5 mm** et **Ø 4,3 mm**. Le conditionnement en **boîte de 100** convient aux consultations répétées et au remplacement rapide entre deux patients. Existe en plusieurs dimensions.

CE • Jetable • Noir • Boîte de 100

Description du produit :

Spéculum auriculaire MIC, pratique pour l'examen de l'oreille

Ce spéculum auriculaire jetable est conçu pour être utilisé avec le **spéculum auriculaire pour dermatoscope polarisé MIC GIMA** lors des examens du conduit auditif. Sa finition noire et ses diamètres **3,5 mm** et **4,3 mm** permettent de choisir l'embout adapté selon l'observation à réaliser. Idéal pour médecins généralistes, ORL, pédiatres, cabinets médicaux et centres de consultation.

En pratique quotidienne, le format à usage unique simplifie le changement d'embout entre deux consultations. La **boîte de 100** répond bien aux besoins des actes fréquents au cabinet.

Pour un contrôle ORL courant ou un examen pédiatrique, le choix entre deux diamètres aide à ajuster la manipulation. L'utilisation se fait avec un dermatoscope polarisé MIC compatible

nécessitant un embout jetable marqué CE.

Points forts

- **Usage unique** : évite les opérations de retraitement et facilite le renouvellement des embouts au fil des consultations.
- **Deux diamètres** : les versions **3,5 mm** et **4,3 mm** permettent d'adapter l'embout à différentes morphologies du conduit auriculaire.
- **Coloris noir** : offre une présentation sobre, adaptée à l'équipement d'examen spécialisé.
- **Boîte de 100 pièces** : pratique pour le stockage en salle de soins et pour maintenir une bonne disponibilité au quotidien.
- **Compatibilité dédiée** : modèle conçu pour le dermatoscope polarisé MIC dans le cadre de l'examen auriculaire avec équipement compatible.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Spéculum auriculaire pour dermatoscope polarisé MIC

Marque : GIMA

Couleur : Noir

Dimensions : Ø 3,5 mm et Ø 4,3 mm

Utilisation : Usage unique

Conditionnement : Boîte de 100 pièces

Compatibilité : Dermatoscope polarisé MIC

Garantie : 2 ans

Dimensions : Ø 3,5 mm ; Ø 4,3 mm

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre matériel d'examen, les accessoires pour otoscopes permettent de renouveler les éléments utiles à l'observation auriculaire. Un otoscope s'intègre naturellement aux contrôles ORL courants. Les gants latex accompagnent la préparation des examens successifs au cabinet.

