

Haricot médical à usage unique

Référence 01114



Prix du produit :

39,53 € taxe inclu

Description brève du produit :

Bassin réniforme est un récipient léger et solide, destiné à recevoir pansements souillés et tous déchets médicaux.

Ce produit est principalement utilisé pour les soins ou l'hospitalisation à domicile par les infirmiers et aides soignants.

Pratique et très robuste il permet la gestion des déchets médicaux.

Carton de 320 pièces

Description du produit :

Bassin / cuvette pour soins médicaux produit à usage unique.

Sa forme haricot est très ergonomique et il peut être maintenue contre le corps du patient.

Cet haricot médical jetable est fabriqué à base de fibres cellulosiques. Cette cuvette est particulièrement pour recueillir des liquides lors d'opérations chirurgicales bénignes ou lorsque les patients, adultes ou enfants, sont sujets à des vomissements. Il permet également le rangement provisoire d'instruments ou de petit matériel de soins non stériles. Il peut servir à la collecte des déchets médicaux comme les compresses, pansements ou les cotons usagés.

Capacité 700 ml

Haricot médical jetable en fibre moulée destiné à l'hygiène des patients
Produit conçu selon les exigences de la norme PAS 29 : 1999
Produit étanche sur une période de 4 heures minimum

Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite

Carton de 320 pièces

Utilisation:

Ce dispositif une fois utilisé doit être disposé à l'aide de sacs ou boîtes à déchets infectieux DASRI voir ci-dessous :

Les produits complémentaires :

- [Conteneur en carton](#)
- [Sacs à déchets DASRI](#)
- [Boîte à aiguilles DASRI](#)