

Aerosept 500 ANIOS

Référence 09579



Prix du produit :

9 799,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'Aerosept 500 Optima est un atomiseur autonome conçu pour la désinfection automatisée des surfaces par voie aérienne jusqu'à 500 m². Compatible avec Aseptanios AD et Insectanios PAE, il assure une diffusion homogène et programmable, avec traçabilité sur clé USB.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'Aerosept 500 Optima des laboratoires Anios est un atomiseur professionnel destiné à la désinfection des pièces jusqu'à 500 m² par diffusion d'aérosol, après un nettoyage préalable des surfaces. Entièrement automatique et autonome, il garantit une aérosolisation maîtrisée pour une répartition optimale du désinfectant dans toute la pièce. Compatible avec les produits Aseptanios AD (désinfection) et Insectanios PAE (insecticide), il constitue une solution complète pour le traitement de l'air et des surfaces en milieu médical, pharmaceutique ou vétérinaire. Son système de diffusion par venturi assisté par pompe péristaltique (brevet n°11 00740) assure une concentration constante de 7 ml/m³, non influencée par les variations de pression. La température de pulvérisation est maintenue à +55°C pour garantir une efficacité optimale. Il dispose d'un pupitre tactile, d'un démarrage différé pour éviter l'exposition de l'opérateur, et d'une traçabilité des cycles via clé USB. L'identification de la salle et de l'intervenant est facilitée par un lecteur de code-barres intégré.

Caractéristiques principales

Désinfection par aérosol automatisée jusqu'à 500 m²



- Programmable avec démarrage différé
- Diffusion homogène à 7 ml/m³, grâce à un système breveté
- Température constante à +55°C pendant la diffusion
- Traçabilité sur clé USB, lecteur de code-barres pour identification
- Pupitre tactile intuitif pour configuration et lancement
- Débit constant : 1 L/heure
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Compatible avec Aseptanios AD et Insectanios PAE

Dimensions : L 350 x P 400 x H 900 mm
Alimentation : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

Avantages

- Autonomie complète, idéale pour les zones à accès restreint
- Répartition efficace du produit grâce à un brouillard homogène
- Fiabilité de désinfection, concentration parfaitement stabilisée
- Sécurité opérateur, grâce au lancement différé
- Suivi numérique des cycles, conforme aux exigences sanitaires

CE. / Conforme à la norme NFT 72-281 (nouvelle version)

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>désinfection des locaux</u> <u>médicaux</u>, pour un environnement toujours sain et conforme aux normes.