

Solution désinfectante Aseptanios AD ANIOS - 2L

Référence 09580



Prix du produit :

78,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aseptanios AD est une solution désinfectante par voie aérienne, prête à l'emploi, pour les surfaces et matériels médicaux préalablement nettoyés. À base d'acide peracétique, sans aldéhyde ni métaux lourds, elle est active dès 30 minutes, sans laisser de trace.

BIDON DE 2L.

Description du produit:

Aseptanios AD est une solution désinfectante professionnelle, conçue pour la désinfection terminale par aérosolisation des surfaces et équipements médicaux préalablement nettoyés, hors présence humaine. Formulée à base d'acide peracétique, elle garantit une efficacité antimicrobienne élevée tout en maîtrisant les risques de corrosion. Elle ne contient ni aldéhyde ni métaux lourds, assurant une sécurité maximale pour l'utilisateur et les surfaces traitées. Utilisable exclusivement avec un diffuseur automatique comme l'AEROSEPT COMPACT 250, la solution est diffusée à 7 ml/m³, avec calibrage automatique du temps de diffusion. Après application, aucune trace ni film gras ne subsiste sur les surfaces. Aseptanios AD agit sur un large spectre microbiologique en 30 minutes :

Bactéries: Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae (BLSE), etc.

Levures & moisissures: Candida albicans, Aspergillus niger

Virus: Poliovirus

Spores bactériennes : Bacillus subtilis, Clostridium difficile



Conditionnée en bidon de 2 litres, elle est idéale pour les établissements de santé, laboratoires, blocs opératoires et autres environnements nécessitant une désinfection terminale de haut niveau.

Caractéristiques principales

- Solution prête à l'emploi, sans dilution
- Sans aldéhyde ni métaux lourds, meilleure tolérance
- À base d'acide peracétique, maîtrise de la corrosion
- Ne laisse aucun résidu, ni trace ni film gras
- Consommation: 7 ml/m³
- Utilisable uniquement avec AEROSEPT COMPACT 250
- Actif dès 30 minutes sur un large spectre de germes

Avantages

- Désinfection rapide et homogène par diffusion automatisée
- Large spectre d'action, y compris sur spores bactériennes
- Respecte les surfaces, sans altération ni résidus
- Procédé validé, compatible avec Aerosept Compact 250
- Sécurité optimale, solution sans substances toxiques

CE. /Conforme aux normes de désinfection aérien

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>désinfection par voie</u> <u>aérienne</u>, pour un environnement médical parfaitement assaini.