

SOLUTION DÉSINFECTANTE ASEPTANIOS AD PRÊTE À L'EMPLOI ANIOS - bidon de 2 l

Référence 09580



Prix du produit :

79,56 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **solution désinfectante Aseptanios AD ANIOS** est destinée à la désinfection par voie aérienne des surfaces et dispositifs médicaux non invasifs déjà nettoyés. Sa formule **prête à l'emploi** agit dès **30 minutes** selon l'activité recherchée, avec une consommation de **7 ml/m³**.

NF T 72-281 • DM IIa • Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide • Bidon de 2 L

Description du produit :

Aseptanios AD, solution aérienne prête à l'emploi

Cette solution de désinfection par voie aérienne est conçue pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs préalablement nettoyés. **Aseptanios AD ANIOS** s'emploie directement, sans préparation, avec le diffuseur AEROSEPT COMPACT 250 et hors présence humaine.

Le dosage de **7 ml/m³** permet d'adapter l'application au volume du local. Après diffusion, la formule ne laisse ni dépôt visible ni aspect gras, avec un temps de contact annoncé dès **30 minutes** selon l'activité recherchée.

Idéal pour les cabinets médicaux, cliniques, hôpitaux, EHPAD, services de stérilisation et équipes d'hygiène hospitalière. Le temps de diffusion est déterminé automatiquement par l'AEROSEPT COMPACT 250 en fin de programme.

Points forts

- **Utilisation directe** : la solution est prête à l'emploi, sans étape de dilution, pour limiter les manipulations avant le cycle.
- **Application par aérosolisation** : elle convient à la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs déjà nettoyés dans les zones dédiées.
- **Spectre d'activité étendu** : bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide selon les normes mentionnées.
- **Emploi avec AEROSEPT COMPACT 250** : le procédé prévoit un calcul automatique du temps de diffusion en fonction du volume traité.
- **Finition sans trace grasse** : l'aérosolisation ne laisse pas de film gras ni de trace visible après séchage.
- **Composition maîtrisée** : formulation à base d'acide peracétique stabilisé et de peroxyde d'hydrogène, sans aldéhyde ni métaux lourds.

Caractéristiques techniques

Marque : ANIOS

Type de produit : Solution désinfectante par voie aérienne

Utilisation : Désinfection des surfaces et dispositifs médicaux non invasifs préalablement nettoyés

Fonctionnement : Utilisation avec diffuseur AEROSEPT COMPACT 250

Conditionnement : Bidon de 2 L

Conditionnement/emballage : 4 x 2 L

Composition : Solution stabilisée d'acide peracétique (+/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène

Couleur : Limpide incolore

Consommation : 7 ml/m³

Temps de contact : Dès 30 minutes selon l'activité recherchée

Température d'utilisation : 55°C selon NF T 72-281

Stockage : Entre +5°C et +25°C, en position verticale

Classe DM/EPI : DM IIa

EAN : 3597610006418

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Normes : NF T 72-281, EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1275, EN 1650, EN 14348, EN 14476, EN 13704

Fabricant : Laboratoires ANIOS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour accompagner ce protocole, les visières de protection participent à l'équipement de

l'opérateur. Les masques chirurgicaux complètent les usages liés à l'aération des locaux. Entre deux diffusions, la désinfection des surfaces médicales permet un entretien ciblé.

LL/26