

Spray quick ANIOS - 1L

Référence 09581



Prix du produit :

10,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aniospray Quick 1L est un désinfectant prêt à l'emploi pour dispositifs médicaux non immergeables. Efficace dès 30 secondes contre bactéries, virus, champignons, il est idéal pour les stéthoscopes, capteurs de pression et testeurs de glycémie.

SPRAY DE 1L.

Description du produit:

Aniospray Quick 1L, développé par les laboratoires Anios, est une solution de désinfection à action rapide, spécialement conçue pour les dispositifs médicaux non immergeables et résistants à l'alcool. Utilisé en pulvérisation directe, ce désinfectant professionnel est actif dès 30 secondes sur de nombreux agents pathogènes :

Bactéries: y compris SARM (EN 14561)

Mycobactéries: Mycobacterium terrae (30 sec), Mycobacterium avium (5 min)

Levures et moisissures : Candida albicans, Tricophyton mentagrophytes, Aspergillus niger

Virus: HIV-1, HBV, HCV, Herpes, Rotavirus, Coronavirus, Norovirus MNV, etc.

Il est parfaitement adapté pour le traitement de stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie et tout autre dispositif médical sensible à l'humidité. Disponible en format pulvérisateur de 1L pour un usage immédiat ou en bidon de 5L pour les recharges fréquentes.

Caractéristiques principales

Pulvérisateur prêt à l'emploi – 1L



- Action rapide dès 30 secondes
- Efficace contre : bactéries, virus, mycobactéries, levures, moisissures
- Utilisation sur dispositifs non immergeables : stéthoscopes, capteurs, etc.
- Conforme aux normes européennes : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14476...

Avantages

- Désinfection rapide et efficace en 30 secondes
- Utilisation pratique sur du matériel fragile et non immergeable
- Large spectre d'action, idéal pour la prévention des infections
- Solution professionnelle, approuvée en milieu hospitalier
- Alternative simple aux produits à immersion

CE. / conforme aux réglementations en vigueur

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>désinfection du matériel</u> <u>médical</u>, pour une hygiène optimale et rapide au quotidien.