

Oxy Foam WS ANIOS - SPORICIDE 750ML

Référence 09582



Prix du produit :

11,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Oxy Foam WS est un spray moussant sporicide prêt à l'emploi, conçu pour le nettoyage et la désinfection rapide des surfaces et dispositifs médicaux. Efficace contre bactéries, virus, levures, moisissures et spores dès 1 minute.

SPRAY DE 750ML.

Description du produit:

Oxy Foam WS des laboratoires Anios est un spray moussant désinfectant sporicide, prêt à l'emploi, idéal pour l'entretien des surfaces et la désinfection des dispositifs médicaux en cabinet ou en milieu hospitalier. Grâce à sa formule à action rapide, il est efficace dès 1 minute contre une large variété de micro-organismes : bactéries, levures, moisissures, virus (y compris poliovirus, adénovirus, norovirus) et spores (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Sa texture moussante assure une meilleure adhérence sur les surfaces, limitant les risques d'aérosolisation et permettant un nettoyage contrôlé. Conditionné en flacon pulvérisateur de 750 ml, il est parfait pour une utilisation rapide et pratique, en conformité avec les normes d'hygiène hospitalière strictes.

Caractéristiques principales

• Spray moussant prêt à l'emploi, volume 750 ml

• Action bactéricide : EN 13727 en 1 min

• Action levuricide et fongicide : EN 13624 en 1-5 min

• Action mycobactéricide : EN 14348 en 5 min

• Action virucide: EN 14476 sur poliovirus, adénovirus, norovirus

• Action sporicide : Clostridium difficile actif dès 1 min



- Excellente adhérence aux surfaces, pour une efficacité optimale
- Sans besoin de rinçage sur surfaces non sensibles

Avantages

- Désinfection rapide et complète en quelques minutes
- Efficace sur un large spectre de pathogènes, y compris spores
- Facile à appliquer, sans aérosolisation excessive
- Optimisé pour les environnements médicaux exigeants
- Produit sûr et conforme aux normes européennes

Dispositif médical CE / conforme à la réglementation sanitaire

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée au <u>nettoyage et à la désinfection des équipements médicaux</u>, pour une hygiène parfaite au quotidien.