

# Bac de trempage instrubacs ANIOS - 300ml

Référence 09585



Prix du produit :

**17,18 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **bac de trempage Instrubacs spécial fraises** d'Anios est idéal pour la décontamination de l'instrumentation dentaire et chirurgicale. Son **volume utile de 0,3L** en fait un choix parfait pour les **cabinets dentaires**. **Autoclavable à 134°C**, il est **robuste et hygiénique**.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

Le **bac de trempage Anios Instrubacs 0,3L** est conçu pour la désinfection par trempage de la **petite instrumentation médico-chirurgicale**, notamment les **fraises dentaires** utilisées dans les **cabinets dentaires** ou les **centres de soins bucco-dentaires**. Ce mini bac de décontamination, en **polypropylène résistant**, est **autoclavable à 134°C**, garantissant une **asepsie complète** tout en assurant la **longévité du contenant**. Il peut être utilisé avec des solutions de **pré-désinfection** comme le **Stéranios 2%**, pour un nettoyage efficace avant stérilisation. Sa **taille compacte** est idéale pour les plans de travail restreints et permet une **manipulation facilitée** dans les environnements à forte cadence.

Caractéristiques principales

- **Volume utile : 300ml**, format spécial fraises
- **Idéal pour cabinets dentaires** et instrumentation délicate
- **Compatible avec les solutions désinfectantes** comme Stéranios 2%
- **Polypropylène résistant**, autoclavable à 134°C
- **Utilisation pratique** : décontamination par trempage

## Avantages

- **Format mini**, parfait pour les instruments de petite taille
- **Assure une désinfection efficace** dans les environnements sensibles
- **Matériau durable**, supporte les hautes températures d'autoclave
- **Nettoyage hygiénique**, simple à utiliser au quotidien
- **Solution compatible** avec les protocoles dentaires et médicaux

## CE, conforme à la réglementation sanitaire

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [désinfection de l'instrumentation médicale](#), pour une hygiène irréprochable au quotidien.