

Surfa'safe premium mousse diffuse ANIOS - 5 L

Référence 09586



Prix du produit :

41,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Surfa'Safe Premium Mousse Diffuse 5L nettoie et désinfecte en une seule opération les surfaces, structures externes d'équipements et dispositifs médicaux non immergeables, sans aérosol. Sans alcool ni parfum, il est efficace dès 30 secondes sur un large spectre de germes.

BIDON DE 5L.

Description du produit :

Surfa'Safe Premium Mousse Diffuse des laboratoires Anios est une mousse détergente désinfectante prête à l'emploi, idéale pour le nettoyage et la désinfection en une seule opération des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non invasifs. Sa formule sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant offre une grande compatibilité avec les matériaux les plus sensibles (comme le plexiglas ou polycarbonate) tout en respectant les utilisateurs et l'environnement.

Elle est efficace dès 30 secondes contre de nombreux pathogènes :

Bactéries (ex. EN 13727, EN 13697)
Levures, moisissures, fongiques
Virus (rotavirus, norovirus, polyomavirus, HIV-1, adénovirus...)
Spores et mycobactéries (Clostridium, Bacillus, TB)



Sa mousse compacte permet une **excellente** adhérence aux surfaces, d'aérosols, améliore le **confort d'utilisation** et **évite la dispersion de particules**. Utilisable aussi sur des surfaces susceptibles d'entrer en **contact avec des denrées alimentaires** (biocide de type 4), sous réserve de rinçage.

ré

Caractéristiques principales

- Nettoyage et désinfection combinés, sans rinçage sur surfaces non alimentaires
- Sans alcool, sans parfum, sans colorant, sans substances CMR
- Spectre antimicrobien large : bactéries, levures, virus, spores
- Compatible avec de nombreux matériaux, y compris sensibles
- Mousse dense, meilleure répartition et adhérence
- pH 6 ± 0.5, respectueux des surfaces et de la peau
- Séchage rapide, sans trace
- Produit écoresponsable : -7 % d'émissions GES

Avantages

- Haute efficacité antimicrobienne dès 30 secondes
- Utilisable sur les dispositifs non immergeables, même sensibles
- Formule sécurisée et respectueuse de l'environnement
- Pratique en milieux médicaux, alimentaires ou laboratoires

CE, conforme aux normes en vigueur

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée au <u>nettoyage et à la désinfection médicale</u>, pour un environnement sain, sécurisé et sans résidus.