


Aniospray quick ANIOS - 5L

Référence 09587



Prix du produit :

35,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aniospray Quick 5L est un désinfectant à action rapide pour dispositifs médicaux non immergeables. Efficace dès **30 secondes** sur bactéries, virus, mycobactéries et moisissures. Idéal pour **stéthoscopes, capteurs de pression et testeurs de glycémie**.

BIDON DE 5L.

Description du produit :

Le **Aniospray Quick 5L**, fabriqué par les **laboratoires Anios**, est une **solution désinfectante professionnelle** spécialement formulée pour le **traitement rapide des dispositifs médicaux non immergeables et résistants à l'alcool**, après nettoyage. Il est particulièrement adapté à la désinfection de **stéthoscopes, capteurs de pression, lecteurs de glycémie** et autres instruments utilisés au quotidien dans les cabinets médicaux et hôpitaux. Grâce à sa **formule performante**, il élimine la plupart des agents pathogènes en **30 secondes à 5 minutes**, selon la nature du micro-organisme :

Bactéries : SARM, EN 1040, EN 13727, EN 14561

Mycobactéries : Mycobacterium terrae (30 sec), Mycobacterium avium (5 min)

Levures & moisissures : Candida, Trichophyton, Aspergillus

Virus : HIV-1, HCV, HBV, Coronavirus, Rotavirus, Norovirus, Influenza A

Disponible également en **format pulvérisateur 1L**, ce **bidon 5L** permet de **recharger vos flacons** pour un usage économique et continu en milieu médical.

Caractéristiques principales

- **Désinfection rapide**, action dès 30 secondes
- **Formule prête à l'emploi**, sans rinçage
- **Utilisation sur dispositifs non immergeables**
- **Compatible avec stéthoscopes, testeurs, capteurs...**
- **Conforme aux normes européennes** : EN 1040, EN 14561, EN 14348, EN 14476...
- **Efficace contre virus**, bactéries, levures, moisissures et mycobactéries

Avantages

- **Action antimicrobienne très rapide**, dès 30 secondes
- **Large spectre d'efficacité**, idéal pour milieu hospitalier
- **Utilisation simple** en spray ou avec un chiffon
- **Idéal pour un usage régulier** dans les établissements de soins

CE, conforme à la réglementation en vigueur

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [désinfection du matériel médical](#), pour un usage quotidien sécurisé et conforme aux normes sanitaires.