


Aniospray quick ANIOS - 5L

Référence 09587



Prix du produit :

39,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aniospray Quick 5L est un désinfectant à action rapide pour dispositifs médicaux non immergeables. Efficace dès 30 secondes sur bactéries, virus, mycobactéries et moisissures. Idéal pour stéthoscopes, capteurs de pression et testeurs de glycémie.

BIDON DE 5L.

Description du produit:

Le Aniospray Quick 5L, fabriqué par les laboratoires Anios, est une solution désinfectante professionnelle spécialement formulée pour le traitement rapide des dispositifs médicaux non immergeables et résistants à l'alcool, après nettoyage. Il est particulièrement adapté à la désinfection de stéthoscopes, capteurs de pression, lecteurs de glycémie et autres instruments utilisés au quotidien dans les cabinets médicaux et hôpitaux. Grâce à sa formule performante, il élimine la plupart des agents pathogènes en 30 secondes à 5 minutes, selon la nature du micro-organisme :

Bactéries : SARM, EN 1040, EN 13727, EN 14561

Mycobactéries: Mycobacterium terrae (30 sec), Mycobacterium avium (5 min)

Levures & moisissures: Candida, Trichophyton, Aspergillus

Virus: HIV-1, HCV, HBV, Coronavirus, Rotavirus, Norovirus, Influenza A

Disponible également en **format** <u>pulvérisateur 1L</u>, ce bidon 5L permet de **recharger vos flacons** pour un usage économique et continu en milieu médical.



Caractéristiques principales

- Désinfection rapide, action dès 30 secondes
- Formule prête à l'emploi, sans rinçage
- Utilisation sur dispositifs non immergeables
- Compatible avec stéthoscopes, testeurs, capteurs...
- Conforme aux normes européennes : EN 1040, EN 14561, EN 14348, EN 14476...
- Efficace contre virus, bactéries, levures, moisissures et mycobactéries

Avantages

- Action antimicrobienne très rapide, dès 30 secondes
- Large spectre d'efficacité, idéal pour milieu hospitalier
- Utilisation simple en spray ou avec un chiffon
- Idéal pour un usage régulier dans les établissements de soins

CE, conforme à la réglementation en vigueur

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la <u>désinfection du matériel</u> <u>médical</u>, pour un usage quotidien sécurisé et conforme aux normes sanitaires.