

Aerosept ultra 150 ANIOS

Référence 09589



Prix du produit :

5 115,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aerosept Ultra 150 est un atomiseur automatique connecté aux smartphones et tablettes via Bluetooth, pour la désinfection aérienne de surfaces préalablement nettoyées. Il garantit une diffusion homogène, un contrôle à distance et une traçabilité complète.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'Aerosept Ultra 150 des laboratoires Anios est un atomiseur autonome et connecté, conçu pour la désinfection des surfaces par voie aérienne, en l'absence de tout contact humain. Grâce à sa connexion Bluetooth, il permet une commande à distance via application mobile, assurant une traçabilité complète et un suivi en temps réel du cycle de désinfection. Son système de buse ultrasonique diffuse un brouillard dense et homogène, avec une granulométrie optimisée pour une parfaite couverture des surfaces. Le débit et la concentration sont automatiquement régulés, garantissant une efficacité maximale avec une concentration constante de 7 ml/m³. Le dispositif intègre également une pompe péristaltique pour calculer automatiquement le temps de diffusion et de contact, avec la possibilité de programmer le démarrage du cycle de 1 minute à 9 heures à l'avance. Indicateurs lumineux, historique d'activité, gestion multi-salles et utilisateurs, tout est pensé pour offrir un procédé sécurisé, simple et intelligent.

Caractéristiques principales

• Commande à distance via connexion Bluetooth (application mobile/tablette)



- Désinfection automatique des surfaces, sans présence humaine
- Granulométrie optimisée grâce à la régulation vibratoire de la buse
- Auto-régulation du débit, concentration stable à 7 ml/m³
- Visualisation du cycle en direct sur l'appareil ou via l'application
- Programmation différée du démarrage (1 min à 9 h)
- Traçabilité complète : erreur, utilisateur, volume, durée, salle
- Bac de 2 litres avec canule anti-projection
- Capacité traitement : selon volume pièce paramétré manuellement
- **Dimensions**: H 400 x L 200 x P 500 mm

Poids à vide : 9 kg
Débit : env. 0.7 L/h

 \bullet Alimentation : 100-240 V ±10 %, 50/60 Hz, 32 W

Avantages

- Diffusion homogène et sans aérosolisation aléatoire
- Sécurité renforcée, sans contact avec le désinfectant
- Suivi en temps réel, même à distance
- Simplicité d'utilisation, affichage lumineux et mode intuitif
- Adapté aux protocoles stricts de désinfection médicale

CE. / Norme: conforme NFT 72-281

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à <u>la désinfection aérienne</u>, pour un environnement toujours sécurisé, traçable et conforme aux normes sanitaires.