

AEROSEPT ULTRA 150 atomiseur autonome connecté Bluetooth ANIOS

Référence 09589



Prix du produit :

5 217,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**AEROSEPT ULTRA 150 ANIOS** automatise la désinfection des surfaces préalablement nettoyées grâce à un pilotage **Bluetooth**, une diffusion régulière à **7 ml/m3** et une réserve de **2 litres**.

CE • Bluetooth • Diffusion homogène • Réserve 2 litres

Description du produit :

AEROSEPT ULTRA 150, atomisation autonome connectée

Cet atomiseur de désinfection par voie aérienne est conçu pour la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. L'**AEROSEPT ULTRA 150 ANIOS** associe fonctionnement autonome, commande à distance par **Bluetooth** et concentration de diffusion de **7 ml/m3**.

Sa buse ultrasonique ajuste le débit automatiquement afin de générer un brouillard fin et constant. Le départ différé permet de programmer un cycle avant de quitter la pièce.

Le réglage du volume, de l'heure de lancement et des profils utilisateurs facilite l'organisation et le suivi des opérations. Idéal pour cabinets médicaux, cliniques, EHPAD, blocs opératoires, services hospitaliers et équipes d'hygiène.

Points forts

- **Automatisation du cycle** : l'appareil réalise la diffusion programmée sans intervention continue, pour un usage plus fluide au quotidien.

- **Pilotage Bluetooth** : le contrôle à distance sur smartphone ou tablette apporte davantage de souplesse pour superviser le déroulement du cycle.
- **Buse ultrasonique** : elle produit une brumisation régulière favorisant une répartition homogène du produit dans le volume traité.
- **Débit régulé** : la gestion automatique du débit contribue à maintenir une diffusion stable pendant toute l'opération.
- **Traçabilité des cycles** : les informations de début, de fin et les éventuels défauts sont enregistrées pour le suivi des protocoles.
- **Démarrage différé** : le lancement peut être programmé de 1 minute à 9 heures pour organiser l'intervention hors présence humaine.

Caractéristiques techniques

Marque : ANIOS

Fabricant : Anios

Type de produit : Atomiseur autonome de désinfection des surfaces

Utilisation : Désinfection des surfaces préalablement nettoyées

Fonctionnement : Automatique, connecté Bluetooth

Capacité : Bidon de 2 litres

Débit : Environ 0,7 l/heure

Concentration de diffusion : 7 ml/m³

Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W

Dimensions : 400 x 200 x 500 mm

Poids Net : 9 kg à vide

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Conformité : Conforme à la réglementation de santé publique

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole, les désinfection surfaces permettent un traitement ciblé des points de contact entre deux cycles. Les masque chirurgical - protection respiratoire certifiée et les distributeurs de savon participent aussi à l'organisation de l'hygiène dans les locaux concernés.