

Désinfectant Par Voie Aérienne DVA HPH ANIOS – Bidon 5L

Référence 09591



Prix du produit :

129,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

DVA HPH est un **désinfectant par voie aérienne prêt à l'emploi**, idéal pour la **désinfection quotidienne et préventive des surfaces et dispositifs médicaux** préalablement nettoyés. **Compatible avec les diffuseurs Aerosept**, il est actif dès **15 minutes**.

BIDON DE 5L.

Description du produit :

Le **DVA HPH**, développé par les **laboratoires Anios**, est une **solution désinfectante par voie aérienne** conditionnée en **bidon de 5 litres**, conçue pour les **diffuseurs automatiques** comme les **Aerosept**.

Utilisé pour la **désinfection journalière ou préventive**, ce produit est destiné aux **surfaces et matériels médicaux non immergeables, préalablement nettoyés**. Il agit efficacement contre un **large spectre de micro-organismes**, dans des temps d'action courts :

- **Bactéries** : EN 1040, NF T 72-190 ? **15 minutes**
- **Mycobactéries** : Mycobacterium tuberculosis (B.K) ? **30 minutes**
- **Levures et moisissures** : EN 1275, NF T 72-190, T 72 301 (Aspergillus fumigatus) ? **15 minutes**

- **Virus : HIV-1 ? 15 minutes**

Sa **formulation prête à l'emploi** permet une application directe, sans dilution ni manipulation complexe. Il est particulièrement recommandé dans les **environnements hospitaliers, laboratoires, cliniques** et autres **zones à risques** nécessitant une **désinfection aérienne régulière**.

Caractéristiques principales

- **Bidon de 5 litres**, usage professionnel intensif
- **Désinfection par voie aérienne**, compatible avec diffuseurs Aerosept
- **Prêt à l'emploi**, sans préparation préalable
- **Utilisation journalière ou préventive**
- **Efficace contre bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries**
- **Temps d'action rapide** : dès 15 minutes

Avantages

- **Désinfection homogène et automatisée** sans contact manuel
- **Action rapide**, idéale pour une routine de désinfection quotidienne
- **Sécurité accrue**, adaptée aux environnements médicaux exigeants
- **Pratique avec les atomiseurs Aerosept**, pour une diffusion maîtrisée
- **Économie de temps et d'effort**, prêt à l'emploi

Conforme aux normes : EN 1040, EN 1275, NF T 72-190, T 72 301

Dispositif médical CE, conforme à la réglementation sanitaire

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [désinfection par voie aérienne](#), pour un contrôle rigoureux et fiable des contaminations.