

Bac de trempage INSTRUBACS ANIOS - 20L

Référence 09594



Prix du produit :

385,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Un **bac de trempage** spacieux et robuste pour une décontamination optimale des **instruments médicaux** !

BAC DE 20L.

Description du produit :

Bac de trempage INSTRUBACS ANIOS 20L Capacité et hygiène maximales

Le **Bac de trempage INSTRUBACS ANIOS 20L** est spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des environnements médicaux. Avec sa grande capacité de 20 litres, il facilite la décontamination, le nettoyage et la désinfection des dispositifs médico-chirurgicaux, qu'ils soient volumineux comme les instruments d'endoscopie ou nombreux comme les petits instruments. Fabriqué en **polypropylène autoclavable à 134°C**, il assure une hygiène parfaite tout en garantissant une durabilité exceptionnelle. Son système de fermeture avec charnières simplifie la manipulation et sécurise les instruments durant le trempage. Compatible avec toutes les solutions biocides pré-désinfectantes, notamment le Stéranios 2%, ce bac est un outil incontournable pour les professionnels de santé exigeants.

Le meilleur compromis entre capacité, robustesse et sécurité pour vos procédures de désinfection !

Atouts du Bac de trempage INSTRUBACS ANIOS 20L

- **Grande capacité** : 20 litres pour accueillir instruments volumineux ou lots importants.

- **Dimensions optimisées** : L 48,5 x l 27 x h 17 cm, parfait pour un large panel d'applications.
- **Matériau résistant** : polypropylène robuste, autoclavable à 134°C pour une hygiène maximale.
- **Manipulation facilitée** : charnières solides pour une ouverture/fermeture sécurisée et pratique.
- **Compatibilité totale** : adapté à toutes solutions biocides pré-désinfectantes, dont Stéranios 2%.
- **Conception professionnelle** : répond aux exigences des environnements médicaux les plus stricts.

Conforts & matériaux

Le bac est fabriqué en polypropylène, garantissant solidité et résistance aux hautes températures d'autoclavage, tout en facilitant son entretien.

Commandez dès maintenant votre **Bac de trempage INSTRUBACS ANIOS 20L** et bénéficiez d'une décontamination sûre et efficace !

Garantie 2 ans. CE.