

Stérilisateur à air chaud Titanox 20L

Référence 09601



Prix du produit :

888,42 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le stérilisateur à air chaud Titanox utilise la chaleur sèche pour éliminer efficacement tous les germes et spores. Il est équipé d'une chambre de stérilisation entièrement en inox.

Description du produit :

Le stérilisateur TITANOX utilise un système de chaleur sèche pour une stérilisation efficace. Sa structure interne ainsi que ses étagères réglables en hauteur sont entièrement conçues en acier inoxydable, assurant durabilité et hygiène.

Caractéristiques principales :

- **Structure** : Chambre de stérilisation et étagères intérieures en inox, réglables en hauteur
- **Fermeture sécurisée** : Porte équipée d'une serrure à clé
- **Système thermoventilé** : Un ventilateur en fonctionnement continu garantit une température homogène dans toute la chambre, aussi bien pendant le chauffage que lors du refroidissement
- **Sécurité intégrée** : Thermostat de sécurité et ventilation forcée
- **Indicateurs** : Double voyant lumineux de contrôle
- **Capacité** : 20 litres

- **Dimensions extérieures** : 570 x 345 x h 400 mm
- **Dimensions intérieures** : 405 x 255 x h 210 mm
- **Temporisateur** : Réglable de 0 à 120 minutes avec arrêt automatique en fin de cycle
- **Thermomètre à sonde** : Plage de 0° à 200°C
- **Thermorégulateur à sonde** : Plage de 0° à 200°C
- **Alimentation** : 230 V – 50/60 Hz
- **Conformité** : Dispositif médical de Classe II B – Norme CE Médical 0426
- **Accessoires fournis** : Manuel d'utilisation + 2 étagères réglables
- Garantie 1 an.