

Stérilisateur à air chaud thermoventilé 60 L TITANOX

Référence 09602



Prix du produit :

908,82 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stérilisateur à air chaud TITANOX** réalise la stérilisation par chaleur sèche dans une chambre inox thermoventilée, avec réglage jusqu'à **200 °C** et minuterie intégrée. Son volume de **60 L** est adapté au matériel médicochirurgical non thermolabile.

CE 0426 • 60 L • Thermoventilé • 705 x 450 x 475 mm

Description du produit :

Stérilisateur à air chaud Titanox, capacité 60 L thermoventilée

Ce stérilisateur à air chaud **TITANOX** de **60 L** est conçu pour la stérilisation par chaleur sèche du matériel médicochirurgical non thermolabile. Sa cuve en acier inoxydable avec ventilation assistée contribue à diffuser la température de façon homogène dans l'ensemble de la chambre. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, blocs techniques, centres de soins, infirmiers et ambulanciers formés aux procédés de stérilisation.

Le ventilateur fonctionne durant les phases de montée en température et de refroidissement. Cette conception favorise une meilleure régularité thermique lorsque plusieurs instruments métalliques sont répartis sur les plateaux.

L'intérieur en inox et les étagères réglables permettent d'organiser facilement différents formats de boîtes métalliques. La serrure à clé et le thermostat de sécurité participent à un usage maîtrisé au quotidien, sur paillasse technique comme en salle de soins.

Points forts

- **Technologie thermoventilée** : la circulation d'air chaud dans la chambre aide à répartir la chaleur de manière plus uniforme sur la charge.
- **Capacité de 60 L** : un volume utile adapté aux structures qui doivent traiter plusieurs instruments métalliques au cours d'un même cycle.
- **Conception inox** : la chambre et les supports en acier inoxydable offrent des surfaces durables, prévues pour un usage répété.
- **Réglage de 0 à 200 °C** : le thermomètre et le thermorégulateur à sonde permettent d'ajuster précisément la température selon le protocole retenu.
- **Deux modes de fonctionnement** : utilisation temporisée ou cycle continu manuel pour s'adapter à l'organisation du poste de stérilisation.
- **Éléments de sécurité** : fermeture à clé, thermostat de sûreté et voyants de contrôle facilitent le suivi visuel pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Stérilisateur à air chaud

Capacité : 60 L

Dimensions extérieures : 705 x 450 x 475 mm

Dimensions intérieures : 535 x 320 x 345 mm

Poids Net : 22 kg

Alimentation : 230 V

Puissance : 950 W

Fréquence : 50/60 Hz

Température de réglage : 0 à 200 °C

Temporisateur : 0 à 120 minutes

Fonctionnement : Temporisé ou cycle continu manuel

Matériau : Acier inoxydable

Utilisation : Réutilisable

Charge maximum : 4 kg

Température d'utilisation : 5 à 40 °C

Indice de protection : IP20

Conditionnement/emballage : Appareil livré avec deux plateaux perforés

Marque : Titanox

Type d'instruments compatibles : Matériel médicochirurgical non thermolabile, instruments métalliques

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Marquage : CE 0426

Règlement : 2017/745

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le stérilisateur est fourni avec deux plateaux perforés.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer les instruments avant le cycle, les boîtes de stérilisation sont utiles pour le conditionnement. Les gaines et sachets de stérilisation aident à organiser l'identification des dispositifs, tandis que les tests et indicateurs de stérilisation accompagnent le contrôle visuel courant.

JJ/26