

Stérilisateur à air chaud Titanox 60L

Référence 09602



Prix du produit :

891,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Titanox est un stérilisateur électronique à air chaud, conçu pour assurer une stérilisation efficace par chaleur sèche.

Description du produit:

Le stérilisateur Titanox est conçu pour assurer une stérilisation optimale par chaleur sèche. Sa chambre interne et ses étagères, entièrement en acier inoxydable, sont réglables en hauteur pour s'adapter à différents types de matériels.

Caractéristiques techniques :

- Structure : Intérieur et étagères en acier inox, réglables en hauteur
- **Sécurité** : Porte équipée d'un système de fermeture à clé

Système thermo-ventilé :

Pour garantir une température homogène dans toute la chambre de stérilisation, un ventilateur intégré fonctionne en continu, aussi bien pendant le chauffage que lors des phases de refroidissement.

- Temporisateur : Réglable de 0 à 120 minutes avec arrêt automatique en fin de cycle
- Plage de température :
 - Thermomètre à sonde : 0°C à 200°C



∘ Thermorégulateur à sonde : 0°C à 200°C

• Éléments de sécurité :

- Thermostat de sécurité
- Ventilateur pour ventilation forcée
- o Double voyant lumineux de contrôle

Dimensions:

• Extérieures : 705 x 450 x h 475 mm

• Intérieures : 535 x 320 x h 345 mm