

Bac à ultrasons eurosonic 4D

Référence 09603



Prix du produit :

995,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le bac à ultrasons Eurosonic 4D assure un nettoyage efficace de vos instruments médicaux grâce à sa technologie à variation de fréquences. Les ultrasons sont diffusés de façon homogène dans toute la cuve, permettant d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès de vos instruments.

Description du produit :

Bac à ultrasons Eurosonic 4D – Technologie électronique Sweep

Le bac à ultrasons Eurosonic 4D est équipé de la technologie **Sweep**, qui diffuse les ondes ultrasoniques de manière homogène pour garantir un nettoyage uniforme et en profondeur de vos instruments.

Caractéristiques techniques :

- **Capacité** : 3,5 litres
- **Technologie Sweep** : diffusion uniforme des ultrasons dans toute la cuve
- **Commande** : panneau de contrôle tactile
- **Chauffage programmable** : de 20°C à 60°C
- **Minuterie** : réglable de 0 à 30 minutes

- **Dimensions** : 380 x 205 x 230 mm (L x H x P)

Accessoires inclus :

- Couvercle
- Panier perforé en inox
- 1 bécher en verre de 600 ml
- 1 support pour bécher
- **Garantie** : 2 ans
- **Conformité** : Conforme aux normes européennes CE