

Boîte de stérilisation inox pour instruments médicaux

Référence 02583



Prix du produit :

18,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boîte de stérilisation en acier inoxydable, conçue pour le rangement et la stérilisation de vos instruments médicaux et chirurgicaux. Disponible en 3 dimensions pour s'adapter à tous vos besoins.

Description du produit :

Boîte en inox pour instruments médicaux

Boîte rectangulaire en acier inoxydable 18/10 de haute qualité, avec couvercle assorti, idéale pour la stérilisation et le rangement de votre instrumentation médicale.

Compatible avec les procédés de stérilisation à chaud, y compris en autoclave.

Vendue à l'unité.

Dimensions disponibles :

- 180 x 80 x 40 mm
- 200 x 100 x 50 mm
- 300 x 120 x 60 mm

