

Instrubac Anios 10 L

Référence 00964



Prix du produit :

139,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ces **instrubacs Anios de 10L** servent à la désinfection des instruments médicaux tout en assurant un trempage efficace dans une solution désinfectante.

Conçus pour faciliter le nettoyage manuel tout en garantissant un haut niveau d'hygiène, ils disposent d'un matériau résistant et d'un couvercle hermétique.

Description du produit :

Les instrubacs Anios de 10 L sont conçus pour :

- Le trempage des instruments
- Un ramassage sécurisé
- La pré-désinfection
- Une désinfection efficace

Caractéristiques :

- Instrubac Anios 10 L
- Dimensions hors tout : L 43 x l 29 x H 12,5
- Dimensions poissonnière : L 36,5 x l 25,5 x H 9
- Avec couvercle sans fente
- Polypropylène blanc

Disponible également en [version 2 L](#), avec ou [sans fente](#).