

# Tensiomètre Brassard Velcro - Vaquez Laubry® Gris

Référence 01122



Prix du produit :

**102,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Tensiomètre Brassard Velcro – Vaquez Laubry® Gris** est un dispositif médical haut de gamme conçu pour les professionnels de santé exigeant précision, confort et durabilité.

Description du produit :

Issu de la **marque Spengler**, ce tensiomètre facilite la mesure auscultatoire de la pression artérielle.

Idéalement conçu pour les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques et les services d'urgence, ce tensiomètre est également adapté à une utilisation à domicile par les patients souhaitant suivre leur **pression artérielle** de manière régulière.

**Caractéristiques principales :**

- Méthode de mesure auscultatoire manuelle, nécessitant l'utilisation d'un stéthoscope pour une écoute précise des bruits de Korotkoff.
- Plage de mesure de 0 à 300 mmHg, avec une précision de  $\pm 3$  mmHg.
- Grand cadran de 60 mm de diamètre pour une lisibilité optimale.
- Brassard en polycoton indéformable.
- Fermeture Velcro, facilitant l'ajustement rapide et sécurisé.
- Disponible en tailles Adulte et Enfant.
- Poire de gonflage ergonomique, assurant une prise en main confortable.
- Valve ultra-précise, permettant une décompression progressive et contrôlée.
- Confort d'utilisation premium
- Robustesse et solide

- brassard en polycoton est lavable en machine, facilitant son entretien et garantissant une hygiène optimale.
- Design élégant et actuel