

# Lampe loupe ronde MÉDICLINIC - LED 18W

Référence 09686



Prix du produit :

**155,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **Lampe loupe ronde LED 18W** de la marque **Médiclinic** est une lampe d'examen idéale pour les cabinets de dermatologie. Son éclairage **LED de 18W** et sa loupe **grossissante x3** offrent une vision détaillée des textures de la peau.

**VENDU À L'UNITÉ**

Description du produit :

La **Lampe loupe ronde LED 18W de Mediclinic** est équipée d'un bras mobile articulé et d'une **hauteur de pied de 70 cm**. Son éclairage **LED de 18W** garantit une lumière vive et blanche de haute qualité, **sans production d'UV ou d'Infrarouges**. Avec une longévité de 50 000 heures, cette lampe est fiable et durable. Elle se fixe sur un pied à roulettes pour une mobilité aisée. Alimentée en 220V/50Hz, elle est de coloris époxy blanc et bénéficie d'une garantie de 3 ans. Idéale pour les **examens dermatologiques**, elle offre une vision **précise et détaillée** des textures de la peau.

Caractéristiques principales

- **Bras mobile articulé** permettant de régler la hauteur et l'inclinaison tout en restant parfaitement équilibré.
- **Hauteur du pied** : 70 cm.
- Lampe loupe équipée d'un **éclairage LED 18 W**
- **Loupe grossissante x 3** avec cadre de protection lentille intégré. **Diamètre 130 mm**.
- Fixation sur pied à roulettes
- **5 branches métal**, très stable
- **Alimentation** : 220 V / 50 Hz

- **Coloris** : Époxy Blanc.

## Avantages

- **Lumière douce** pour une vision détaillée des textures de la peau
- **Pas de production d'UV** ou d'Infrarouges
- **Lumière vive et blanche** de haute qualité.
- **Longévité exceptionnelle** 50 000 heures.

## CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [lampe d'examen médicale](#), pour des examens précis et fiables.