

# Guéridon - 2 plateaux en métal 40 CM

Référence 09747



Prix du produit :

**139,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Guéridon 2 plateaux en métal 40 cm** est un support **pratique** et **fonctionnel** pour le matériel médical ou tout autre objet dans un environnement médical ou paramédical. Il offre une mobilité **facilitée** et une **protection** contre les chutes.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

Le **Guéridon 2 plateaux en métal 40 cm** est composé de tubes en acier avec une finition époxy blanc cuite au four. Il dispose de 2 plateaux en métal laqué blanc, de galeries de protection, et de 4 roulettes **pivotantes** avec frein et texture **anti-bruit**. Ses dimensions sont de 88.8 cm x 40 cm x 43 cm pour un poids de 11 kg. Ce guéridon offre une **mobilité optimale** et une **sécurité accrue** pour le matériel médical. Son **design ergonomique** en fait un accessoire pratique et indispensable pour tout professionnel de santé.

Caractéristiques principales

- **Dimensions** : 88.8 cm x 40 cm x 43 cm
- **Poids** : 11 kg
- **Matériaux** : tube acier finition époxy blanc, métal laqué blanc
- **4 roulettes pivotantes** avec frein et texture anti-bruit
- **Galeries de protection**

Avantages

- **Mobilité facilitée**
- **Protection** contre les chutes
- **Design ergonomique**
- **Garantie 2 ans**

**CE.**

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux [guéridons médicale](#), pour une pratique professionnelle facilitée et sécurisée.