

Brossette cervicales stérile - boîte de 50

Référence 09749



Prix du produit :

24,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

La Brossette Cervicale Stérile est une brosse cytologique conçue pour les prélèvements par rotation lors d'un examen gynécologique. Son extrémité distale atraumatique et son manche long facilitent l'utilisation.

BOÎTE DE 50 BROSSETTES STÉRILES.

Description du produit :

La Brossette Cervicale Stérile est une brosse cytologique spécialement conçue pour l'écouvillonnage cytologique de l'endocol lors d'un **examen gynécologique**. Dotée d'une extrémité distale atraumatique et d'un manche long en plastique de 17,5 cm, elle offre une prise en main **aisée** et un **accès facilité** aux zones étroites. La partie détachable permet de changer facilement de brosettes, avec des options droites et coniques. L'écouvillon cylindrique de 2,1 cm de long assure un prélèvement précis. À usage unique et stérile, stérilisé à l'oxyde d'éthylène et sans latex, **la Brossette Cervicale Stérile** offre une durée de vie de 5 ans.

Caractéristiques principales:

- **Extrémité distale** atraumatique.
- Manche long pour un prélèvement **facile** et une **prise en main aisée**.
- **Partie détachable** pour récupérer facilement le prélèvement et l'envoi au laboratoire
- **Configuration conique** de la brosse pour un accès aux ouvertures étroites pour les références
- **Boîte de 50 unités**, les brosses stériles sont conditionnées dans un **emballage individuel stérile**
- **Usage unique**
- **Classe** : I
- **Mode de stérilisation** : Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- **Présence de latex** : Non
- **Durée de vie** : 5 ans

Avantages:

- Facile à utiliser
- Prise en main aisée
- Configuration conique pour accès aux ouvertures étroites

Certifié CE.

Retrouvez la **Brossette Cervicale Stérile** et d'autres produits de qualité dans notre sélection dédiée au [matériel de prélèvement](#), pour des examens **gynécologiques** précis et fiables.