

# ALESES STANDARD 60 X 40 CM ADA COMFORT ABSORBANTES - sachet de 30

Référence 09759



Prix du produit :

**5,09 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les alèses standard 60 x 40 cm ADA Comfort combinent une absorption de **900 à 1200 ml** Rothwell, un support imperméable et un voile stable antidérapant pour protéger les surfaces. À usage unique et pré-pliées, elles sont prêtes à poser pour les soins, l'examen ou la protection ponctuelle.

CE • Usage unique • Absorption 900 à 1200 ml  
• Sachet de 30

Description du produit :

Alèses standard ADA Comfort, format compact et absorption fiable

Ces alèses à usage unique sont conçues pour protéger rapidement une surface exposée aux fluides. Les alèses standard 60 x 40 cm ADA Comfort sont pré-pliées, avec une face imperméable et une bonne capacité de rétention.

Le format 60 x 40 cm permet de couvrir efficacement une zone ciblée sur un lit, un fauteuil ou une table de soin. Leur absorption de 900 à 1200 ml selon Rothwell contribue à préserver un environnement plus net et plus sec pendant l'utilisation.

Elles trouvent facilement leur place avant un soin localisé, un examen ou une protection d'assise. Idéal pour les cabinets médicaux, EHPAD, services de soins, infirmiers libéraux et structures d'aide à domicile.

## Points forts

- **Capacité absorbante** : 900 à 1200 ml Rothwell pour capter les liquides et limiter leur passage vers le support protégé.
- **Barrière imperméable** : le film de fond aide à préserver fauteuils, matelas et tables d'examen lors des soins ou changes.
- **Tenue en place** : la surface antidérapante favorise une meilleure stabilité pendant les manipulations et les usages répétés.
- **Contact doux** : le voile hypoallergénique améliore le confort d'utilisation, notamment lors d'emplois fréquents.
- **Installation rapide** : les alèses sont pré-pliées et prêtes à l'emploi, pour un gain de temps au moment de préparer l'espace de soin.
- **Usage polyvalent** : adaptées à la protection ponctuelle de la literie, d'une assise ou d'une zone de soin.

## Caractéristiques techniques

**Dimensions** : 60 x 40 cm

**Capacité d'absorption** : 900 à 1200 ml Rothwell

**Type de produit** : Alèse de protection absorbante

**Utilisation** : Usage unique

**Matériau** : Non-tissé avec film imperméable

**Composition** : Matières premières sélectionnées, revêtement intégral en non-tissé, support film imperméable

**Propriétés** : Hypoallergénique, surface antidérapante, pré-pliée, prête à l'emploi

**Conditionnement** : Sachet de 30 alèses

**Couleur** : Non renseignée

**Marque** : ADA Comfort

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation de la zone de soin, les draps d'examen apportent une protection supplémentaire du mobilier. Les compresses accompagnent les gestes d'hygiène. En fin d'utilisation, les sacs poubelles facilitent l'évacuation des consommables usagés.

