

Thermomètre infrarouge multifonctions infracolor - LBSD Médical

Référence 09725



Prix du produit :

23,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le thermomètre infrarouge multifonction INFRACOLOR de la marque **LBS Médical** permet une prise de mesure **rapide** et **précise** de la température corporelle ou d'objets. Doté de différentes fonctionnalités telles que la mesure auriculaire, frontale, d'objets, de la température ambiante et même une horloge, ce thermomètre est un **indispensable** pour surveiller la température en **toute simplicité**.

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Le thermomètre infrarouge multifonction INFRACOLOR offre une prise de mesure en **seulement 1 seconde**, permettant une lecture **rapide** et **efficace** de la température. Son affichage en 3 couleurs (vert, orange, rouge) indique **instantanément** si la température est normale, élevée ou fébrile. De plus, un signal sonore retentit à la fin de la mesure pour une utilisation **simple** et **pratique**. Ce thermomètre conserve en mémoire la dernière mesure effectuée, facilitant ainsi le suivi de l'évolution de la température. Compact et léger, il est facile à transporter et à utiliser au quotidien.

Caractéristiques principales

-
- **Prise de mesure en 1 seconde** ou Multi Scan continue pour une meilleure précision.

- **Grand écran rétro-éclairé** 3 couleurs : - 32.0°C – 37.4°C vert / - 37.5°C – 37.9°C orange / - 38.0°C – 42.9°C rouge
- **Corps humain** : entre 32°C et 43°C.
- **Objet** : entre 0°C et 100°C.
- **Signal sonore** de fin de mesure.
- **Dernière mesure** en mémoire.
- **Alimentation** : 1 pile 3V CR2032 (fournie)
- **Dimensions** : 117x48x35 mm
- **Poids** : 56g

Avantages

- **Prise de mesure rapide** en 1 seconde
- **Affichage en 3 couleurs** pour une lecture immédiate
- **Signal sonore** de fin de mesure
- **Dernière mesure** en mémoire pour un suivi précis

CE.

Retrouvez ce **thermomètre infrarouge multifonction INFRACOLOR** et bien d'autres dans notre sélection dédiée aux [thermomètres frontal](#), pour une utilisation facile et fiable au quotidien.